

**HAEBERLE**

Mobile Arbeitsplätze

# profilstark und robust

swingo + swingo-clinic  
Gerätewagensysteme



**swingo**<sup>®</sup>

swingo

# Das profilstarke und robuste Gerätewagensystem

swingo® + swingo®-clinic: modular, bewährt und mit großer Funktionsvielfalt für Arztpraxen und Kliniken

Das kompakte oder wahlweise schmale Gerätewagensystem mit starkem Aluminium-Profil, integriertem Kabelkanal und viel Nutzfläche, bietet neben seiner modularen Funktionalität auch stabile Sicherheit für große Gerätekombinationen sowie individuelle Gestaltung in verschiedenen Dekorfarben. Zwei elegante und stabile Trägerprofile ermöglichen das Anbringen von vielen Systemkomponenten wie auch von Zubehör.

Wählen Sie aus zwischen swingo® in Holz-/Kunststoff oder swingo®-clinic in Metall, jeweils mit Plattenbreite 45 cm bzw. 60 cm und 4 Profilhöhen. Das System swingo®-clinic in Metall-Version für die Klinik ist optisch auf die swingo®-Linie abgestimmt. Erhältlich sind die Gerätewagensysteme als Basiswagen, Gerätewagen, Computerwagen, Endoskopiewagen, Notfallwagen, Narkosewagen, Injektionswagen ... und mehr.

**swingo®**

-profilstark in Holz-/Kunststoff-Version

**swingo® clinic**

-robust in Metall-Version



## Die System-Komponenten

- Stabiles Fahrgestell mit hochwertigen Qualitätsrollen mit Ø 100, 125 oder 150 mm. Optional mit Feststellern oder elektrisch leitfähig.
- Elegante Aluminium-Trägerprofile bieten viele Befestigungsmöglichkeiten für verschiedene Systemteile und Zubehör.
- Komfortable Kabelführung durch integrierten Kabelkanal in den Trägerprofilen.
- Die Wagen 45 haben 450 mm breite Platten und bei den Wagen 60 sind die Platten 600 mm breit.
- Zusätzlich ausziehbare oder seitlich abklappbare Platten.
- Schubladen mit Teleskopvollauszug, wahlweise 100 oder 200 mm hoch. Optional auch abschließbar oder beheizbar.
- Stabile Schiebegriffe im geschwungenen Design, Dekorstreifen und Schubladengriffe in der Farbauswahl grau, blau, rotviolett und gelb.
- Zubehör für viele Einsatzzwecke.

# Beispiele für Modellvielfalt

## Basis- / Sonografie- / Gerätewagen



swingo® 60 in Holz-/Kunststoff  
Basiswagen

Ref.-Nr. 1301.1



swingo® 45 in Holz-/Kunststoff  
Sonografiewagen

Ref.-Nr. 1683.2



swingo®-clinic 45 in Metall  
Gerätewagen

Ref.-Nr. 1369.3

## Computer- / Schreibpult- / Injektionswagen



swingo® 60 in Holz-/Kunststoff  
Computerwagen

Ref.-Nr. 1363.2



swingo® 60 in Holz-/Kunststoff  
Schreibpultwagen

Ref.-Nr. 1335.1



swingo® 60 in Holz-/Kunststoff  
Injektionswagen PicBox®

Ref.-Nr. 1677.4

## Narkose- / Notfall- / Endoskopiewagen



swingo®-clinic 60 in Metall  
Narkosewagen

Ref.-Nr. 1344.4



swingo®-clinic 60 in Metall  
Notfallwagen 2

Ref.-Nr. 1342.2



swingo®-clinic 60 in Metall  
Endoskopiewagen 60.2

Ref.-Nr. 1685.1

## Sondermodelle



swingo®-clinic in Metall  
Infusionspumpenwagen

Ref.-Nr. 10789700



swingo® 60 in Holz-/Kunststoff  
Behandlungswagen

Ref.-Nr. 10789400



swingo®-clinic 60 in Metall  
Notfallwagen

Ref.-Nr. 10789600

# Individuell ist unser Standard

Für ein Höchstmaß an Mobilität am Arbeitsplatz

Seit 1933 hat unser Unternehmen mit pfiffigen Ideen und praktischen Problemlösungen unzählige innovative Produktlinien rund um das Thema Geräte- und Vielzweckwagen entwickelt und mit großem Erfolg weltweit vermarktet.

Mit unseren Produkten und Lösungen garantieren wir am Arbeitsplatz ein Höchstmaß an Mobilität, Flexibilität und Verlässlichkeit, damit sich jeder voll und ganz auf seine eigentliche Arbeit konzentrieren kann.

Der modulare Grundgedanke wird von uns konsequent in praxisgerechte Lösungen umgesetzt. Die große Vielzahl an Standardkomponenten macht jeden einzelnen Wagen zu einer individuell zugeschnittenen Kundenlösung. Ob ein Einzelwagen für den niedergelassenen Arzt oder kleine oder große Stückzahlen für Gerätehersteller. Und wenn es einmal ganz persönlich auf Sie zugeschnitten sein soll – HAEBERLE macht's.



HAEBERLE HAT'S – ein modulares Basissystem für Ihren multifunktionalen Wagen. Und wenn das nicht reicht? Kein Problem, dafür gibt es HAEBERLE MACHT'S – nämlich genau die Sonderlösung, die Sie benötigen.

---

## Unsere Farbenvielfalt

**Wählen Sie die Dekorstreifen und Griffe aus 4 Trend-Farben.**

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung bei der Referenznummer an der letzten Stelle die Farbziffer an:


6502B  
nach NCS



grau

Ref.-Nr. xxxx.1

3050-R80B  
nach NCS



blau

Ref.-Nr. xxxx.2

3050-R40B  
nach NCS



rotviolett

Ref.-Nr. xxxx.3

0050-Y  
nach NCS



gelb

Ref.-Nr. xxxx.4

Andere Farbkombinationen oder kundenspezifische Farben gerne auf Anfrage.



Schublade + Einsatz variabel

Ref.-Nr. 13102 (swingo® 60)

Ref.-Nr. 16719 (swingo® 60)



Auszugsplatte

Ref.-Nr. 16712 (swingo®-clinic 45)

Ref.-Nr. 16703 (swingo®-clinic 60)



Injektionsset PicBox®  
+ KOMBI-Set

Ref.-Nr. 13915 + 13916



Unterbau-Trenntrafo RU 1120

Ref.-Nr. 16726 (swingo® 60)



„alegro“ Monitorhalter  
auf Schwenkarm

Ref.-Nr. 25024



Steckdosenleiste 4-fach standard

Ref.-Nr. 21693



Kabel- und Schlauchhalter

Ref.-Nr. 13926



Halterung für  
Sauerstoff-Flasche 5/10 L

Ref.-Nr. 16322



Infusionsflaschenhalter

Ref.-Nr. 13927



„Medi-Müll Set“ mit 20 Boxen 1,5 L

Ref.-Nr. 13919



Reanimationsbrett

Ref.-Nr. 17370



Abfallsammler „tomo“

Ref.-Nr. 14097

Weitere Systemteile und Zubehör finden Sie in der swingo-Preisliste.

Ihr medizin-technischer Fachhändler

**HAEBERLE GmbH + Co. KG**

Breitwiesenstr. 13, DE-70565 Stuttgart

Postfach 800524, DE-70505 Stuttgart

Telefon +49 (0) 711 78314-0

Telefax +49 (0) 711 78314-77

info@haeberle-med.de

www.haerberle-med.de