

HAEBERLE

Mobile Arbeitsplätze

Typenliste gültig ab 1. Juli 2017

praktisch und ergonomisch

Spendersysteme und
Entsorgungsboxen



PicBox[®] + COMPACT + Medi-Müll

Artikel	Beschreibung	Ref.-Nr.
---------	--------------	----------

Spendersysteme PicBox® Serie

Die Spenderserie mit der **First-in/First-out Garantie** und Staubschutz nach DIN 58953. Befüllung der Schütten von oben, Entnahme des Materials von unten. Somit wird gewährleistet, dass zuerst eingefüllte Artikel auch zuerst entnommen werden.

Die PicBox® Serie besteht aus grauweißem (RAL 9002) Kunststoffgehäuse und staubdichten transparenten Schütten.

Injektionsset „PicBox®“



grauweißes Kunststoffgehäuse mit glasklaren Schütten, bestehend aus Spritzenspender mit 3 Schütten, Kanülenspender mit 5 Schütten.

Maße: 600 x 200 x 410 mm (B x T x H)

Wandmodell

11384

Injektionsset „PicBox® Plus“



grauweißes Kunststoffgehäuse mit glasklaren Schütten, bestehend aus Spritzenspender mit 3 Schütten, Kanülenspender mit 5 Schütten und angebautem KOMBI-Set, bestehend aus Tupferspender, Tupferbefeuchter und Zusatzbehälter.

Maße: 730 x 240 x 410 mm (B x T x H)

Wandmodell

11380

Spritzenspender „PicBox®“



mit 3 großen Schütten, grauweißes Kunststoffgehäuse mit glasklaren Schütten.

Maße: 600 x 200 x 245 mm (B x T x H)

Wandmodell

11368

Kanülenspender „PicBox®“



mit 5 kleinen Schütten, wie oben beschrieben.

Maße: 600 x 135 x 165 mm (B x T x H)

Wandmodell

11369



Injektionsset „PicBox® multi“



wie Injektionsset PicBox®, jedoch mit elegantem, **weißem** Gehäuse, hochwertig kunststofffurniert, einschl. Wandhalteschiene zur problemlosen Montage.

Maße: 630 x 180 x 435 mm (B x T x H)

11481

Artikel	Beschreibung	Ref.-Nr.
Einzelschütte groß	 <p>inkl. Staubschutzdeckel, passend für Spritzenspender „PicBox®“ mit 3 großen Schütten. Maße: 190 x 195 x 225 mm (B x T x H)</p>	11385
Einzelschütte klein	 <p>inkl. Staubschutzdeckel, passend für Kanülenspender „PicBox®“ mit 5 kleinen Schütten. Maße: 110 x 145 x 150 mm (B x T x H)</p>	11386
Ersatzteil Staubschutzdeckel	für große Einzelschütte (Ref.-Nr. 11385) für kleine Einzelschütte (Ref.-Nr. 11386)	14022 14023

Spritzen- und Kanülenspender mit Kippschütten

Befüllung und Entnahme von oben. Aus schlagfestem Polystyrol, recycelbar und lebensmittelecht. Temperaturbeständigkeit von -20° C bis +80° C.

Spritzenspender 2 NEU	 <p>2 großen Schütten, grauweißes Kunststoffgehäuse mit transparenten Schütten. Maße: 600 x 246 x 353 mm (B x T x H)</p>	05016
Spritzenspender 3	 <p>mit 3 großen Schütten, grauweißes Kunststoffgehäuse mit transparenten Schütten Maße: 600 x 200 x 245 mm (B x T x H) Wandmodell 17208 Einzelschütte 16391 Maße: 186 x 152 x 225 mm (B x T x H)</p>	
Spritzenspender 4	 <p>mit 4 mittleren Schütten, grauweißes Kunststoffgehäuse mit transparenten Schütten Maße: 600 x 175 x 208 mm (B x T x H) Wandmodell 17210 Einzelschütte 16392 Maße: 142 x 129 x 191 mm (B x T x H)</p>	
Kanülenspender 5	 <p>mit 5 kleinen Schütten, grauweißes Kunststoffgehäuse mit transparenten Schütten Maße: 600 x 135 x 165 mm (B x T x H) Wandmodell 17209 Einzelschütte 16393 Maße: 113 x 98 x 150 mm (B x T x H)</p>	






Spendersysteme



Artikel	Beschreibung	Ref.-Nr.
Kanülspender 6 NEU	 <p>mit 6 kleinen Schütten, grauweißes Kunststoffgehäuse mit transparenten Schütten</p> <p>Maße: 600 x 75 x 113 mm (B x T x H)</p>	05017
Kanülspender 9 NEU	 <p>mit 9 kleinen Schütten, grauweißes Kunststoffgehäuse mit transparenten Schütten</p> <p>Maße: 600 x 51 x 77 mm (B x T x H)</p>	05018

Spendersysteme **COMPACT** Serie

Qualitativ hochwertige Elemente in modernem Design. Grifftechnisch optimale Anordnung aller Teile. Durch einheitliche Maße lassen sich die COMPACT-Elemente ideal zu ganzen Wandanlagen kombinieren.



Alle Gehäuse in weiß, kunststoffurniert, und durch Plexiglasscheiben staubdicht abgedeckt.
Maße: 600 x 220 x 450 mm (B x T x H). Lieferung inkl. Wandhalteschienen und Montagematerial.

Injektionsset „COMPACT“	 <p>Praktische Nachrollschächte mit geneigten Ebenen für Spritzen (3 Fächer), Kanülen (5 Fächer) und 1 Fach für Tupferrolle. Oben einfüllen, unten entnehmen nach dem First-in/First-out Prinzip.</p> <p>weiß</p>	04877
Injektionsset „COMPACT“ NEU	 <p>Praktische Nachrollschächte mit geneigten Ebenen für Spritzen (4 Fächer) und Kanülen (4 Fächer). Oben einfüllen, unten entnehmen nach dem First-in/First-out Prinzip.</p> <p>weiß</p>	04879
Verbandmittelspender „COMPACT“	 <p>Optimale Einteilung für alle gängigen Schlauchverbände, Mullbinden, Pflaster etc. Mit 2 rostfreien Halterungen für Schere etc. Eine davon mit magnetischer Auflagefläche.</p> <p>weiß</p>	04878
Wandschrank „COMPACT“	 <p>Gehäuse wie beschrieben, mit Zwischenfach und Plexiglastüren</p> <p>weiß</p>	04876
Organisationschrank „COMPACT“	 <p>für Formulare, mit diversen Fachteilern ohne Plexiglasscheibe</p> <p>weiß</p>	14858






Artikel	Beschreibung	Ref.-Nr.
Schreib- und Ablagekonsole „COMPACT“	 <p>mit Ablagefach und teleskopgeführten Schubfach, inkl. Schrauben und Dübeln</p> <p>Maße: 600 x 450 x 280 mm (B x T x H)</p> <p>weiß</p>	04872
Wandpult „COMPACT“	 <p>mit geneigter Schreibfläche und Utensilieneinsatz. Herausnehmbarer Stifteköcher. Ablagefach, lichte Höhe 20 cm. Mit Wandhalteschiene inkl. Schrauben und Dübeln</p> <p>Maße: 560 x 450 x 360 mm (B x T x H)</p> <p>weiß</p>	15578

Entsorgungsboxen

Die Entsorgungsboxen „Schluckfix“ und „Medi-Müll“ sind aus umweltfreundlichen Kunststoffen, die rückstandslos verbrannt werden können.

Kanülensammler „Schluckfix“	 <p>Einmalbehälter zur Aufnahme von ca. 500 gebrauchten Kanülen. Aus schwarzem Recycle-Kunststoff! Staffelpreise auf Anfrage.</p> <p>Set mit 20 Boxen mit Tisch- oder Wandhalterung</p> <p>Maße: 55 x 100 x 170 mm (B x T x H)</p>	09506
„Schluckfix“ Set	<p>mit 20 Boxen, ohne Halterung</p>	15502
Originalkarton „Schluckfix“	<p>mit 100 Boxen, ohne Halterung</p>	09490
Halterung für „Schluckfix“	<p>separat, für Tisch oder Wand</p>	04667
„Medi-Müll“ Entsorgungsboxen à 1,5 Liter	 <p>Aus sonnengelbem Polypropylen, kadmiumpf, mit grünem Deckel, fest verschließbar. 1,2 mm Wandstärke, 3 praktische Abstreifhilfen für Kanülen, Vacutainer, Skalpelle, Pipetten, etc.</p> <p>Maße: Höhe der Box 152 mm Ø Deckel 143 mm Ø Boden 108 mm</p> <p>Die Boxen werden platzsparend ineinandergestapelt geliefert, Deckel separat.</p> <p>Set mit 20 Boxen und Wandhalterung</p>	04780
„Medi-Müll“ Set Entsorgungsboxen à 1,5 Liter	<p>mit 20 Boxen, ohne Halterung</p>	15501
Originalkarton „Medi-Müll“ Entsorgungsboxen à 1,5 Liter	<p>mit 100 Boxen, ohne Halterung</p>	16653

Entsorgung

Artikel	Beschreibung	Ref.-Nr.
<p>Originalkarton „Medi-Müll“ Entsorgungsboxen à 2,5 Liter</p> 	 <p>mit besonders großer Einwurföffnung, die stufenweise durch Herausbrechen der Klappen vergrößert werden kann.</p> <p>Ideal geeignet zum Abstreifen von Kanülen, für Skalpelle, Glasbruch, aber auch kleine Verbände und sperrige Gegenstände. Universelle Abzieh-/Abdrehvorrichtung für alle gängigen Kanülentypen und Insulinspritzen.</p> <p>Aus sonnengelbem Polypropylen, kadmiumfrei, emissionsfrei, mit grünem Deckel.</p> <p>Maße: Höhe 242 mm Ø des Deckels 143 mm Ø des Bodens 108 mm</p>	<p>Originalkarton mit 45 Boxen, ohne Halterung 16654</p> <p>Die Boxen werden platzsparend ineinandergestapelt geliefert, Deckel separat.</p>
<p>Halterung</p>	 <p>für „Medi-Müll“ Entsorgungsbox.</p> <p>Wandmodell weißaluminium (RAL 9006), pulverbeschichtet passend für Boxen à 1,5 oder 2,5 Liter.</p>	<p>04671</p>
<p>Halterung für Normschiene</p>	 <p>für „Medi-Müll“ Entsorgungsbox.</p> <p>Aus Edelstahl, verwendbar an allen Normprofilschienen, rechts oder links.</p> <p>Normprofilschiene bitte separat bestellen.</p>	<p>16677</p>
<p>„Medi-Müll“ Entsorgungsboxen à 0,5 Liter</p>	 <p>Aus sonnengelbem Polypropylen, kadmiumfrei, mit grünem Deckel, fest verschließbar. Mit praktischen Abstreifhilfen für Kanülen, Vacutainer, Skalpelle, Pipetten, Insulinspritzen etc.</p> <p>Maße: Höhe der Box 110 mm Ø Deckel 98 mm Ø Boden 79 mm</p> <p>Die Boxen werden platzsparend ineinander gestapelt geliefert, Deckel separat. Ohne Halterung.</p>	<p>Originalkarton mit 170 Boxen 16655</p>
<p>Klebeadapter</p>	<p>passend für „Medi-Müll“ Boxen à 0,5/1,5/2,5 Liter; zur Befestigung der Boxen auf allen Flächen z.B. am Tisch oder Tablett.</p> <p>Mindestbestellmenge 10 Stück</p>	<p>17212</p>

Artikel	Beschreibung	Ref.-Nr.
---------	--------------	----------

Abfallsammler

**Abfallsammler
„Picco Novo“ Set**



mit 1 Sackhalter, weißaluminium (RAL 9006), pulverbeschichtet und Deckel, signalweiß (RAL 9003), passend für Säcke à 60 Liter, inkl. 1 Rolle à 25 Säcke mit praktischem Zugband. Lenkollen Ø 50 mm.

Maße: 360 x 360 x 840 mm (B x T x H)

07196

**„Picco Novo“ Set
mit Tretvorrichtung**



mit 1 Sackhalter, weißaluminium (RAL 9006), pulverbeschichtet und Deckel, signalweiß (RAL 9003), passend für Säcke à 60 Liter, inkl. 1 Rolle à 25 Säcke mit praktischem Zugband. Lenkollen Ø 50 mm.

Maße: 360 x 360 x 840 mm (B x T x H)

16500

Zugbandsäcke

blau, 580 x 950 mm, 0,05 mm stark, passend für Abfallsammler 60 - 70 Liter; auf Rolle à 25 Säcke; Staffelpreise bitte anfordern. Mindestbestellmenge 10 Rollen.

Pro Rolle

14826

**Abfallsammler
„Klapp-Kuli“**



Stahlblech, aluminiumfarben pulverbeschichtet, RAL 9006. Halter für Hygienebeutel separat.

Maße: 310 x 140 x 420 mm (B x T x H)

Wandmodell

09961

**Halter für
Hygienebeutel**



zum Aufstecken **rechts** oder **links** auf Klapp-Kuli, aluminiumfarben pulverbeschichtet, RAL 9006.

08173

Hygienebeutel

aus Papier, mit Aufdruck in 7 Sprachen. Mindestabnahme 500 Stück. 1 Einheit = 100 Stück.

Pro Einheit

05192

**Abfallsammler
„tomo“**



aus glattem und leicht zu reinigendem Kunststoff (100% Polypropylen), telegrau 1 (RAL 7045), mit abnehmbarem, gut schließendem Deckel und mit Halterung. Inhalt 10 Liter (für Müllsäcke ca. B 450 x H 350 mm).

Maße: 315 x 180 x 315 mm (B x T x H)

für Wandmontage
für Normschiene

11026

14066

Diverse Artikel

Artikel	Beschreibung	Ref.-Nr.
Abfallsammler „tango“	 <p>praktische Öffnung des Deckels durch Kniebetätigung. Gehäuse aus Kunststoff, verkehrsweiß (RAL 9016) inkl. Befestigungsmaterial.</p> <p>Wandmodell</p> <p>Inhalt 8 L Maße: 220 x 220 x 360 mm (B x T x H)</p> <p>Inhalt 20 L Maße: 350 x 250 x 520 mm (B x T x H)</p>	16700
		16668

Diverse Artikel

Halter für
Spenderboxen



aus **Edelstahl**, gebürstet. Passend für gängige Spenderboxen mit Einmalhandschuhen, Tissues, für Wandmontage (ohne Befestigungsmaterial).

Halter 1-fach (für 1 Box) **11222**

Innen-Maße: 142 x 94 x 250 mm (B x T x H)

Halter 3-fach (für 3 Boxen) **11223**

Innen-Maße: 253 x 94 x 394 mm (B x T x H)

Halter 4-fach (für 4 Boxen) **05074**

Innen-Maße: 253 x 94 x 525 mm (B x T x H)

NEU

Universalhalter
„Snap“



aus weißem Kunststoff für Spenderboxen aller Art. Ideal geeignet für Boxen mit Einmalhandschuhen, Tissues oder Wischtüchern. Mit individuellem Aufdruck ideal als Werbegeschenk geeignet.

15572

Ein federnder Spannschieber hält Boxen aller Art bis zu 1 kg für Einhandbedienung bereit. Befestigung mit Doppelklebeband.

Maße: 100 x 20 x 165 mm (B x T x H)

Tupferbefeuchter
„TIPPFIX“



Gehäuse aus grauweißem Kunststoff, Füllmenge 250 ccm

09493

Maße: 60 x 150 x 60 mm (B x T x H)






Tupferspender
„TAKEFIX“







grauweißes Gehäuse

04803

Maße: 120 x 230 x 205 mm (B x T x H)

Artikel	Beschreibung	Ref.-Nr.
KOMBI-Set	 <p>grauweiß, für Blutentnahme und Injektion; bestehend aus: Tupferspender TAKEFIX, Tupferbefeuchter TIPPFIX und Zusatzbehälter. Alle Teile aus unzerbrechlichem Kunststoff.</p> <p>Mit Befestigungsmaterial zur Montage am Spritzenspender (Ref.-Nr. 11368).</p> <p>Maße: 120 x 230 x 265 mm (B x T x H)</p>	04767
		16580
Ampullenöffner „CUPFIX“	 <p>grauweiß, Gehäuse Kunststoff. Auffangbehälter für Ampullen, abnehmbar. Diamantfeile federnd, in rostfreier Platte gelagert.</p> <p>Maße: 70 x 150 x 200 mm (B x T x H)</p>	09507
		04663
Medikamenten-tablett „Langenau“	 <p>Untersatz aus weißem, Aufsatz aus glasklarem Kunststoff 18 mm hoch, inkl. 1 Verordnungsblock,</p>	mit 16 Feldern Maße: 310 x 310 mm (B x T)
		mit 20 Feldern Maße: 310 x 390 mm (B x T)
		mit 25 Feldern Maße: 390 x 390 mm (B x T)
Ersatz-Aufsatz	<p>aus transparentem Kunststoff für Medikamententablett „Langenau“.</p>	16 Felder 05247
		20 Felder 05248
		25 Felder 05249
Ersatzblock	<p>für Medikamententablett „Langenau“.</p> <p>50 Blatt mit 300 Abrissen.</p> <p>Mindestbestellmenge 20 Blocks.</p> <p>Pro Block</p>	04708
Abwurf für Instrumente	 <p>ohne Halterung, aus Polypropylen, sterilisierbar, hitzebeständig bis 134° C.</p> <p>Außen-Maße: 300 x 230 x 130 mm (B x T x H)</p>	mit Schlitzdeckel 04802
		ohne Schlitzdeckel 04789
Katheter-Köcher	 <p>aus Edelstahl, 3-fach unterteilt mit Abstandhalter.</p> <p>Modell für Normprofilschiene.</p> <p>Maße: 161 x 76 x 561 mm (B x T x H)</p>	09080

Diverse Artikel

Artikel	Beschreibung	Ref.-Nr.
Seifen- und Desinfektionsmittelspender	 <p>aus Aluminium natur eloxiert. Für Standardflaschen mit 1 Liter Inhalt.</p> <p>Maße: 95 x 185 x 290 mm (B x T x H)</p>	17851
Abtropfschale	 <p>separat, herausnehmbar, zum Einhängen an Spender, Ref.-Nr. 17851</p> <p>Maße: 150 x 260 x 410 mm (B x T x H)</p>	16256
Sensor-Spender	 <p>mit hygienischer Sensortechnologie zur berührungslosen Entnahme von Reinigungs- und Desinfektionsmitteln. Aus Aluminium, natur eloxiert, für Standardflaschen à 1 Liter Inhalt.</p> <p>Für Wandmontage mit Befestigungsmaterial</p> <p>Maße: 95 x 210 x 290 mm (B x T x H)</p>	11140
Abtropfschale	 <p>separat, herausnehmbar, zum Einhängen an Spender, Ref.-Nr. 11140</p> <p>Maße: 150 x 260 x 410 mm (B x T x H)</p>	16256

HNO-Artikel

Spenderbox für „KREPPFIX“ Zungenläppchen	 <p>mit weißem Kunststoffboden und Zapfen für sicheren Halt der „Kreppfix“ Rolle sowie einer transparenten Abdeckkappe mit Entnahmeöffnung.</p> <p>Durch 3 Saugnäpfe am Boden kann die Box auf glatten Oberflächen sicher fixiert werden. Höhe 10 cm, Ø 12,5 cm, Lieferung ohne „KREPPFIX“ Zungenläppchen.</p>	04711
„KREPPFIX“ Zungenläppchen	<p>Packung mit 6 Rollen</p> <p>Maße: ca. 60 mm breit, Ø 90 mm, 25 m Gesamtlänge, ca. 156 Blatt. Länge pro Einzelblatt: ca. 160 mm. Pharmazentralnummer: 10299603</p> <p>Mindestbestellmenge 3 Packungen.</p>	04709
Originalkarton „KREPPFIX“ Zungenläppchen	<p>mit 18 Packungen à 6 Rollen</p>	16395
Verbandwatte	<p>mit Entnahmeschlitz. Länge 4 m, Ø 95 mm, ca. 60 mm breit, gerollt. Pharmazentralnummer 8716330. Mindestbestellmenge 6 Rollen.</p> <p>Pro Rolle</p>	04972

Artikel	Beschreibung	Ref.-Nr.
---------	--------------	----------

**Spiegelerwärmer
„Mirrotherm® Neo**

NEU



eleganter, weißer Spiegelerwärmer für ergonomische Nacherwärmung von Spiegeln im HNO-Bereich.

Modernste Technik mit Timerfunktion, Standby-Anzeige, Betriebsanzeige und Überhitzungsschutz mit Nachlaufkühlung.

Gehäuse aus hochwertigem, lichtechem Kunststoff, Hochglanzausführung, weiß (ähnlich RAL 9016). Luftauslassgitter silbergrau. Anschlusswerte: 230 V / 350 W, 50/60 Hz, Netzkabel 3 m lang, schwarz.

Maße: 235 x 102 x 92 mm (B x T x H)

08135

**HNO-Halogen-
gegenspiegelleuchte
Halux 35 F**



Halogengegenspiegelleuchte mit Mattglasfilter

Lichtleistung: 35 W/12 V, 10° Spot
Ausladung: ca. 1.000 mm.

16425

Bitte Halterung separat bestellen!

Tischhalter



Polyamid GF, reinweiß RAL 9010,
für Leuchten mit Zapfen Ø 16 mm,
mit Entnahmesicherung. Gewicht:
ca. 0,09 kg

Maße: 60 x 60 x 60 mm (B x T x H)

09947

5-Fuß-Stativ



Ø 650 mm, mit elektrisch leitfähigen
Rollen Ø 50 mm, 2 Rollen feststellbar,
Höhe 1.090 mm.

09933

Bei größeren Stückzahlen bieten wir attraktive Staffelpreise an.
Sonderanfertigungen sind auf Anfrage möglich.

Alle Preise verstehen sich zuzüglich Mehrwertsteuer. Als innovatives Unternehmen behalten wir uns Preis- und Konstruktionsänderungen vor. Alle vorherigen Preislisten verlieren ihre Gültigkeit. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen in der jeweils gültigen Fassung.

WEEE-Reg.-Nr. DE 20235235



Unsere vielseitige Produktpalette



Ihr medizin-technischer Fachhändler

HAEBERLE GmbH + Co. KG

Breitwiesenstr. 13, DE-70565 Stuttgart

Postfach 800524, DE-70505 Stuttgart

Telefon +49 (0) 711 78314-0

Telefax +49 (0) 711 78314-77

info@haeberle-med.de

www.haerberle-med.de