

HAEBERLE

Mobile Arbeitsplätze

individuell und superlativ

Visiten- und Funktionswagen



Hospicar® + swingo®-visit

Das individuelle Visitenwagen-System

Die Serie **Hospicar®** mit flexibler Kombinationsfreiheit für spezielle Ausstattung, Wagengröße und Farbgestaltung.

- Wagen-Farbe weiß
- Gesamttraglast bis ca. 150 kg
- Holz-/Kunststoff-Kombination, hochwertig beschichtet
- Rollen Ø 100 mm, 2 feststellbar
- Serienmäßig mit weißem Schiebegriff
- Schubladen in verschiedenen Größen oder Karteiauszüge

Der besondere Vorteil

Wir fertigen auch Sondermaße und Spezialausstattungen nach Ihren individuellen Wünschen.

Auch von Material und Farbe steht eine ganze Palette von Möglichkeiten zur Auswahl.



Bsp. Wagen-Modell in Sonderfarben

Beispiele für die Vielfalt der Gestaltungsmöglichkeiten von Hospicar®





Hospicar®
Visitenwagen 3
Ref.-Nr. 14178



Hospicar®
Visitenwagen 5
Ref.-Nr. 14180



Hospicar®
Medikamentenwagen
Ref.-Nr. 14181

Die Serie **swingo®-visit** mit schönen Dekorfarbakzenten und Alu-Profil für universelle Befestigung von Zubehör.

- Korpus und Platten sind weiß
- Starkes Aluminium-Profil mit integriertem Kabelkanal und formschönem Schiebegriff
- Hochwertige Holz-/Kunststoffmaterialien, Rollen Ø 100 mm, davon 2 Rollen mit Feststellern
- Variable Ausstattungsmöglichkeiten

Farben für Griffe und Dekorstreifen:

Die frischen Farbakzente bestimmen Sie selbst. Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung bei der Referenznummer an der letzten Stelle die Farbziffer an:



1= grau



2= blau



4= gelb

Auf Anfrage bieten wir auch Sonderfarben an!



swingo®-visit
Visitenwagen 2
Ref.-Nr. 1356.1



swingo®-visit
Visitenwagen 1
Ref.-Nr. 1355.2



swingo®-visit
Visitenwagen 4
Ref.-Nr. 1357. 4



Platte, seitlich abklappbar
für Hospicar® Ref.-Nr. 10161



Reling für Ablageplatte, verchromt
für Hospicar® Ref.-Nr. 11339



Seifen- und Desinfektionsmittel-
spender + Abtropfschale
für Hospicar® Ref.-Nr. 14136



Injektionsset „PicBox®“
Ref.-Nr. 11382



Injektionsset „PicBox® Plus“
Ref.-Nr. 11387



Infusionsflaschenhalter
für Hospicar® Ref.-Nr. 10401
für swingo®-visit Ref.-Nr. 13927



Abfallsammler „tango“, 8 Liter
für Hospicar® Ref.-Nr. 13886
für swingo®-visit Ref.-Nr. 16701



Kanülensammler-Set „Schluckfix“
für swingo®-visit Ref.-Nr. 13917



Entsorgungsboxen-Set „Medi-Müll“
für Hospicar® Ref.-Nr. 04780
für swingo®-visit Ref.-Nr. 13919

Weitere Systemteile und Zubehör finden Sie in der Preisliste Hospicar + swingo-visit.

Ihr medizin-technischer Fachhändler

HAEBERLE GmbH + Co. KG

Breitwiesenstr. 13, DE-70565 Stuttgart
Postfach 800524, DE-70505 Stuttgart
Telefon +49 (0) 711 78314-0
Telefax +49 (0) 711 78314-77
info@haeberle-med.de
www.haerberle-med.de