

HAEBERLE

Mobile Arbeitsplätze

NEU in Metall-Version

flexibel und wendig

fuego Gerätewagensystem
Leichtlast



fuego
by HAEBERLE

fuego

Das flexible, wendige Gerätewagensystem

Nicht nur für kleine Räume:
viel Stellplatz auf geringer Fläche

fuego-Gerätewagen eignen sich im medizinischen Bereich hervorragend für die mobile und flexible Unterbringung von kleinen Gerätekombinationen. Ein weiterer Einsatzbereich sind Büros oder Tagungsräume aller Art, in denen elegante fuego-Wagen mobile Lösungen bieten. Neben hoher Funktionalität bestechen die fuego-Gerätewagen durch das außergewöhnliche Design mit dezenter Farbgestaltung. Sie sind wendig, aber auch sehr robust und bieten viel Stellplatz auf geringer Grundfläche.

Individuell ist unser Standard – Der modulare Grundgedanke wird von uns konsequent in praxiserichte Lösungen umgesetzt. Die große Vielzahl an Standardkomponenten macht jeden einzelnen Wagen zu einer individuell zugeschnittenen Kundenlösung. Ob ein Einzelwagen für den niedergelassenen Arzt, Kleinserien oder große Stückzahlen für Gerätehersteller. Und wenn es einmal ganz persönlich auf Sie zugeschnitten sein soll – HAEBERLE macht's.



Geschützt mit europäischem Geschmacksmuster und Symbol für verlässliche Markenqualität zum vernünftigen Preis.



Die System-Komponenten

- Robustes, sehr wendiges Fahrgestell mit hochwertigen Qualitätsrollen, vordere Rollen feststellbar mit Wandabweisern.
- Stabiles Einsäulen-Aluminium-Profil zur Aufnahme von Steckdosenleisten, mit integriertem großen Kabelkanal.
- Hochwertige Ablageplatten aus Kunststoff mit angeformtem Rand und Griffmulde oder in Metall.
- Sondermaße auf Anfrage.
- Formschöne Schubladen aus Kunststoff oder Metall, schwebeleichte Kugel-Teleskop-Führung, mehrere Schubladen unter einer Ablageplatte möglich.
- Serienmäßig mit großem ergonomischem Schiebegriff, hochwertig pulverbeschichtet in RAL 9006 Weißaluminium.
- 3 Dekorfarben, Sonderfarben gegen Aufpreis.
- Zubehör für viele Einsatzzwecke.

Beispiele für Gerätewagen

Basiswagen



fuego 1

Ref.-Nr. 3000.1



fuego 1 mit Schublade

Ref.-Nr. 3001.1



fuego 2

Ref.-Nr. 3003.1

Computerwagen



fuego - Laptop-Liftwagen

Ref.-Nr. 1978.1



fuego - Computerwagen 1

Ref.-Nr. 1975.1



fuego - PC-Liftwagen

Ref.-Nr. 1979.1

Ergometriewagen / EKG-Wagen



fuego - Ergometriewagen 1

Ref.-Nr. 1962.1



fuego - EKG-Wagen 2.1

Ref.-Nr. 1961.1



fuego - EKG-Wagen 1.1

Ref.-Nr. 1960.1

Endoskopie- / Sonographie- / Infusionswagen



fuego - Endoskopiewagen

Ref.-Nr. 3008.1



fuego - Sonographiewagen

Ref.-Nr. 3007.1



fuego - Infusionswagen

Ref.-Nr. 3019.1

Das fuego-Gerätewagensystem



- Jetzt **neu** mit Schubladen und Platten in Metall

Basiswagen

neu



fuego-metal 1

Ref.-Nr. 3024.1



fuego-metal 1 mit Schublade

Ref.-Nr. 3022.1



fuego-metal 2

Ref.-Nr. 3023.1

Systemteile Metall

neu



Metall-Schublade mit Metall-Platte

Ref.-Nr. 3025.1



Metall-Schublade, Unterbau

Ref.-Nr. 3026.1



Ablageplatte aus Stahl

Ref.-Nr. 19330

Dekorstreifen und Schubladengriffe in 3 Farben stehen Ihnen zur Auswahl.

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung bei der Referenznummer an der letzten Stelle die Farbziffer an:

6502B nach NCS



grau Ref.-Nr. xxxx.1

3050-R80B nach NCS



blau Ref.-Nr. xxxx.2

0050-Y nach NCS



gelb Ref.-Nr. xxxx.4

Andere Farbkombinationen oder kundenspezifische Farben gerne auf Anfrage.



Schublade (ABS-Kunststoff)

Ref.-Nr. 19300



Ablageplatte (ABS-Kunststoff)

Ref.-Nr. 19033

NEU



Normprofilschiene hinten

Ref.-Nr. 30016



Tastatur- und Mousauszug

Ref.-Nr. 19220



Laptopplatte

Ref.-Nr. 19320



Frontgriff für ABS-Ablageplatte

Ref.-Nr. 19367



Ablagekorb vorne

Ref.-Nr. 19135



Tastaturarm mit Mousauszug

Ref.-Nr. 19222



„alegro“ Halter für Monitor

Ref.-Nr. 19497



Halierung für Sauerstoffflasche

Ref.-Nr. 19403



Kabel- und Schlauchhalter

Ref.-Nr. 19034



Steckdosenleiste 4-fach standard

Ref.-Nr. 21696

Weitere Systemteile und Zubehör finden Sie in der fuego-Preisliste.

Ihr medizin-technischer Fachhändler

HAEBERLE GmbH + Co. KG

Breitwiesenstr. 13, DE-70565 Stuttgart

Postfach 800524, DE-70505 Stuttgart

Telefon +49 (0) 711 78314-0

Telefax +49 (0) 711 78314-77

info@haeberle-med.de

www.haerberle-med.de