

# Dental Cart flexibel und mobil im OP

- Optimale Kompatibilität, z.B. mit den KaVo Chirurgiegeräten MASTER-/ EXPERTSurg & INTRAsurg
- Bestmögliche Raumnutzung durch viel Stellplatz auf geringer Grundfläche
- Maximale Mobilität dank geringem Gewicht und Qualitätsleichtlauf-Rollen
- Ideale Arbeitsposition für stehende und sitzende Tätigkeiten



## **Merkmale: Dental Cart von HAEBERLE, Stuttgart**

- Das Wagensystem besteht durch modernes Design sowie Stabilität und wurde in Kooperation mit der KaVo Dental GmbH entwickelt
- Verschiedene Ablageplätze für die einzelnen Komponenten der KaVo Chirurgiegeräte (siehe Abbildung)
- Glatte Oberflächen bieten optimale Reinigungsmöglichkeiten
- Hochwertige Ablageplatte mit angeformtem Rand zur Sicherung des Geräts beim Rangieren des Wagens
- „Made in Germany“ – Garantierte, hohe Qualität
- Dental Cart ist erhältlich in zwei Farbausführungen (weiß/grau)



Fahrgestell / weiß



Ablageschale / weiß



ABS-Platte / grau

Artikel	Beschreibung	Mat. Nr.
Dental Cart <b>weiß</b>	Funktionswagen für KaVo Chirurgiegeräte, Dekorfarbe grau, ABS-Platte oben, Ablageschale weiß mit Rahmen und Deckel, Fußanlasserhalter, Fahrgestell <b>weiß</b>	27097
Dental Cart <b>grau</b>	Funktionswagen für KaVo Chirurgiegeräte, Dekorfarbe grau, ABS Platte oben, Ablageschale weiß mit Rahmen und Deckel, Fußanlasserhalter, Fahrgestell <b>grau</b>	27099

## Materialien / Farbgestaltung:

Trägerprofil:	Aluminium eloxiert
Dekorstreifen im Profil:	aus PVC in der Farbe grau (6502B nach NCS)
Fahrgestell:	Alu-Guss, pulverbeschichtet, grau (RAL 7012), Feinstruktur, matt
Rollen:	Polyurethan
Ablageplatte (ABS):	ABS oriongrau (Oberfläche: Erosionsstruktur 36)
Ablageschale:	Polycarbonat, weiß
Halterung für Ablageschale:	Stahl, pulverbeschichtet (RAL 9006)
Deckel für Ablageschale:	Stahl beschichtet (RAL 9006)
Fußanlasserhalter:	Stahl, pulverbeschichtet (RAL 9006)

## Technische Details / Maße:

<b>Maximale Traglast</b>	Fahrgestell:	25 kg	
	Ablageplatte oben (ABS):	15 kg	
	Schale:	5 kg	
	Fußschalterhalter:	5 kg	
<b>Abmessungen</b>	Fahrgestell:	577 x 577 x 203 mm (B x T x H)	
	Trägerprofil:	780 mm	
	Rollen Ø:	75 mm, 2 feststellbar	
	Ablageplatte oben (ABS):	Außenmaße	500 x 390 x 53 mm (B x T x H)
		Stellfläche	470 x 340 mm (B x T)
	Schale:	Außenmaß	280 x 210 x 80 mm (B x T x H)
		Innenmaß	230 x 160 x 70 mm (B x T x H)
Fußanlasserhalter:	Außenmaß	240 x 280 x 78 mm (B x T x H)	
	Innenmaß	189/229 x 272 mm (B1/B2 x T)	
<b>Gesamtgewicht</b>	Dental Cart:	13,5 kg	

Ihr Dental-Fachhändler

KaVo ist eine Marke der Firmengruppe  
Kaltenbach und Voigt GmbH  
und genießt daher Markenschutz.