

HAEBERLE

Mobile Arbeitsplätze

profilstark und robust

swingo + swingo-clinic
Gerätewagensysteme



swingo[®]

swingo

Das profilstarke und robuste Gerätewagensystem

swingo® + swingo®-clinic: modular, bewährt und mit großer Funktionsvielfalt für Arztpraxen und Kliniken

Das kompakte oder wahlweise schmale Gerätewagensystem mit starkem Aluminium-Profil, integriertem Kabelkanal und viel Nutzfläche, bietet neben seiner modularen Funktionalität auch stabile Sicherheit für große Gerätekombinationen sowie individuelle Gestaltung in verschiedenen Dekorfarben. Zwei elegante und stabile Trägerprofile ermöglichen das Anbringen von vielen Systemkomponenten wie auch von Zubehör.

Wählen Sie aus zwischen swingo® in Holz-/Kunststoff oder swingo®-clinic in Metall, jeweils mit Plattenbreite 45 cm bzw. 60 cm und 4 Profilhöhen. Das System swingo®-clinic in Metall-Version für die Klinik ist optisch auf die swingo®-Linie abgestimmt. Erhältlich sind die Gerätewagensysteme als Basiswagen, Gerätewagen, Computerwagen, Endoskopiewagen, Notfallwagen, Narkosewagen, Injektionswagen ... und mehr.

swingo®

-profilstark in Holz-/Kunststoff-Version

swingo® clinic

-robust in Metall-Version



Die System-Komponenten

- Stabiles Fahrgestell mit hochwertigen Qualitätsrollen mit Ø 100, 125 oder 150 mm. Optional mit Feststellern oder elektrisch leitfähig.
- Elegante Aluminium-Trägerprofile bieten viele Befestigungsmöglichkeiten für verschiedene Systemteile und Zubehör.
- Komfortable Kabelführung durch integrierten Kabelkanal in den Trägerprofilen.
- Die Wagen 45 haben 450 mm breite Platten und bei den Wagen 60 sind die Platten 600 mm breit.
- Zusätzlich ausziehbare oder seitlich abklappbare Platten.
- Schubladen mit Teleskopvollauszug, wahlweise 100 oder 200 mm hoch. Optional auch abschließbar oder beheizbar.
- Stabile Schiebegriffe im geschwungenen Design, Dekorstreifen und Schubladengriffe in der Farbauswahl grau, blau, rotviolett und gelb.
- Zubehör für viele Einsatzzwecke.

Beispiele für Modellvielfalt

Basis- / Sonografie- / Gerätewagen



swingo® 60 in Holz-/Kunststoff
Basiswagen

Ref.-Nr. 1301.1



swingo® 45 in Holz-/Kunststoff
Sonografiewagen

Ref.-Nr. 1683.2



swingo®-clinic 45 in Metall
Gerätewagen

Ref.-Nr. 1369.3

Computer- / Schreibpult- / Injektionswagen



swingo® 60 in Holz-/Kunststoff
Computerwagen

Ref.-Nr. 1363.2



swingo® 60 in Holz-/Kunststoff
Schreibpultwagen

Ref.-Nr. 1335.1



swingo® 60 in Holz-/Kunststoff
Injektionswagen PicBox®

Ref.-Nr. 1677.4

Narkose- / Notfall- / Endoskopiewagen



swingo®-clinic 60 in Metall
Narkosewagen

Ref.-Nr. 1344.4



swingo®-clinic 60 in Metall
Notfallwagen 2

Ref.-Nr. 1342.2



swingo®-clinic 60 in Metall
Endoskopiewagen 60.2

Ref.-Nr. 1685.1

Sondermodelle



swingo®-clinic in Metall
Infusionspumpenwagen

Ref.-Nr. 10789700



swingo® 60 in Holz-/Kunststoff
Behandlungswagen

Ref.-Nr. 10789400



swingo®-clinic 60 in Metall
Notfallwagen

Ref.-Nr. 10789600

Individuell ist unser Standard

Für ein Höchstmaß an Mobilität am Arbeitsplatz

Seit 1933 hat unser Unternehmen mit pfiffigen Ideen und praktischen Problemlösungen unzählige innovative Produktlinien rund um das Thema Geräte- und Vielzweckwagen entwickelt und mit großem Erfolg weltweit vermarktet.

Mit unseren Produkten und Lösungen garantieren wir am Arbeitsplatz ein Höchstmaß an Mobilität, Flexibilität und Verlässlichkeit, damit sich jeder voll und ganz auf seine eigentliche Arbeit konzentrieren kann.

Der modulare Grundgedanke wird von uns konsequent in praxismgerechte Lösungen umgesetzt. Die große Vielzahl an Standardkomponenten macht jeden einzelnen Wagen zu einer individuell zugeschnittenen Kundenlösung. Ob ein Einzelwagen für den niedergelassenen Arzt oder kleine oder große Stückzahlen für Gerätehersteller. Und wenn es einmal ganz persönlich auf Sie zugeschnitten sein soll – HAEBERLE macht's.



HAEBERLE HAT'S – ein modulares Basissystem für Ihren multifunktionalen Wagen. Und wenn das nicht reicht? Kein Problem, dafür gibt es HAEBERLE MACHT'S – nämlich genau die Sonderlösung, die Sie benötigen.

Unsere Farbenvielfalt

Wählen Sie die Dekorstreifen und Griffe aus 4 Trend-Farben.

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung bei der Referenznummer an der letzten Stelle die Farbziffer an:

6502B
nach NCS



grau

Ref.-Nr. xxxx.1

3050-R80B
nach NCS



blau

Ref.-Nr. xxxx.2

3050-R40B
nach NCS



rotviolett

Ref.-Nr. xxxx.3

0050-Y
nach NCS



gelb

Ref.-Nr. xxxx.4

Andere Farbkombinationen oder kundenspezifische Farben gerne auf Anfrage.



Schublade + Einsatz variabel

Ref.-Nr. 13102 (swingo® 60)

Ref.-Nr. 16719 (swingo® 60)



Auszugsplatte

Ref.-Nr. 16712 (swingo®-clinic 45)

Ref.-Nr. 16703 (swingo®-clinic 60)



Injektionsset PicBox®
+ KOMBI-Set

Ref.-Nr. 13915 + 13916



Unterbau-Trenntrafo RU 1120

Ref.-Nr. 16726 (swingo® 60)



„alegro“ Monitorhalter
auf Schwenkarm

Ref.-Nr. 25024



Steckdosenleiste 4-fach standard

Ref.-Nr. 21693



Kabel- und Schlauchhalter

Ref.-Nr. 13926



Halterung für
Sauerstoff-Flasche 5/10 L

Ref.-Nr. 16322



Infusionsflaschenhalter

Ref.-Nr. 13927



„Medi-Müll Set“ mit 20 Boxen 1,5 L

Ref.-Nr. 13919



Reanimationsbrett

Ref.-Nr. 17370



Abfallsammler „tomo“

Ref.-Nr. 14097

Weitere Systemteile und Zubehör finden Sie in der swingo-Preisliste.

Ihr medizin-technischer Fachhändler

HAEBERLE GmbH + Co. KG

Breitwiesenstr. 13, DE-70565 Stuttgart

Postfach 800524, DE-70505 Stuttgart

Telefon +49 (0) 711 78314-0

Telefax +49 (0) 711 78314-77

info@haeberle-med.de

www.haerberle-med.de