

HAEBERLE

Mobile Arbeitsplätze

vielfältig und preiswert

08/16[®] Vielweckwagensystem



08/16[®]

08/16[®]

Das praxisbewährte Vielzweckwagensystem

So beeindruckend wie seine Kombinationsvielfalt –
so vielfältig sind auch seine Einsatzgebiete

Seit Jahrzehnten bewähren sich die weißen 08/16®-Basiswagen mit farbigen Akzenten in der Praxis und überzeugen in den unterschiedlichsten Einsatzbereichen mit einer unendlichen Kombinationsvielfalt.

Die Wagen zeichnen sich durch ein stabiles Fahrgestell mit kunststoffbeschichteten Vierkantstahlrohrbügeln in weiß aus, verfügen über pflegeleichte Platten, Schubladen mit leichtgängiger Kugel-Teleskop-Führung und Einrastmechanismus.

Das Wagensystem gibt es als einfache Basiswagen, Geräteturm, Computertwagen, Steharbeitsplatz, Schrankwagen ... und mehr – 08/16®-Wagen kommen in Arztpraxen, Kosmetikstudios, Kliniken und Rehaszentren zum Einsatz.

08/16®

08/16® – das Vielzweckwagensystem von HAEBERLE – seit 1933 der Spezialist in der Entwicklung innovativer Wagensysteme in der Medizintechnik.



Die System-Komponenten

- Vierkantstahlrohrbügel 20 x 20 mm, weiß kunststoffbeschichtet.
- Leichtlaufrollen in 3 Größen, auf Wunsch mit Feststellern oder elektrisch leitfähig.
- Hygienisch geschlossene Seitenfronten serienmäßig.
- Platten mit oder ohne Aufkantung.
- Schubladen und Platten allseitig lichtfest kunststofffurniert in weiß.
- Hochwertige schwebelichte Kugel-Teleskop-Schubladenführung mit Einrastmechanismus.
- Ergonomische Schubladengriffe in 7 Farben wählbar.
- 4 Wagenbreiten 34/49/60/90 cm
5 Wagenhöhen 52/70,5/73/80,5/83 cm.
- Zubehör für viele Einsatzzwecke.

Beispiele für die Modellvielfalt

Basiswagen



08/16® Basiswagen 30
705 mm hoch

Ref.-Nr. 15871



08/16® Basiswagen 45
805 mm hoch

Ref.-Nr. 15079



08/16® Basiswagen 60
730 mm hoch

Ref.-Nr. 12077



08/16® Unterfahrwagen 60
520 mm hoch

Ref.-Nr. 12180



08/16® Basiswagen 90
830 mm hoch


Ref.-Nr. 17277



08/16® Schrankwagen 60
830 mm hoch

Ref.-Nr. 15862

08/16® Basiswagen



Anzahl Schubladen	Breite 34 cm	Breite 49 cm	Breite 60 cm		Breite 90 cm
	Höhe 70,5 cm	Höhe 70,5 cm	Höhe 52 cm	Höhe 73 cm	Höhe 83 cm
1	15871	15139	12078	12075	14754
2	10410	15155	12179	12076	14755
3	10411	15156	12180	12077	14756
4	10412	15041		17205	14757
5					15391

Regalwagen



08/16® Regalwagen 60 - mini
730mm hoch / 260 mm tief

Ref.-Nr. 12057



08/16® Regalwagen 60
830mm hoch

Ref.-Nr. 15150



08/16® Regalwagen 90
830mm hoch

Ref.-Nr. 17153

Funktionswagen



08/16® Steharbeitsplatz 60
1000mm hoch

Ref.-Nr. 17120



08/16® Ergometrierwagen 60
910mm hoch mit Konsole


Ref.-Nr. 15167



08/16® Injektionswagen 60
1290mm hoch mit PicBox® Plus

Ref.-Nr. 15154

08/16® Regalwagen



	Breite 34 cm	Breite 49 cm	Breite 60 cm		Breite 90 cm
Höhe	Tiefe 45 cm	Tiefe 45 cm	Tiefe 26 cm	Tiefe 45 cm	Tiefe 45 cm
70,5 cm	15894				
73,0 cm			12057		
80,5 cm		14514			
83,0 cm				15150	17153

Individuell ist unser Standard

Für ein Höchstmaß an Mobilität am Arbeitsplatz

Seit 1933 hat unser Unternehmen mit pfiffigen Ideen und praktischen Problemlösungen unzählige innovative Produktlinien rund um das Thema Geräte- und Vielzweckwagen entwickelt und mit großem Erfolg weltweit vermarktet.

Mit unseren Produkten und Lösungen garantieren wir am Arbeitsplatz ein Höchstmaß an Mobilität, Flexibilität und Verlässlichkeit, damit sich jeder voll und ganz auf seine eigentliche Arbeit konzentrieren kann.


Der modulare Grundgedanke wird von uns konsequent in praxisgerechte Lösungen umgesetzt. Die große Vielzahl an Standardkomponenten macht jeden einzelnen Wagen zu einer individuell zugeschnittenen Kundenlösung. Ob ein Einzelwagen für den niedergelassenen Arzt, Kleinserien oder große Stückzahlen für Gerätehersteller. Und wenn es einmal ganz persönlich auf Sie zugeschnitten sein soll – HAEBERLE macht's.



HAEBERLE hat's – ein modulares Basissystem für Ihren multifunktionalen Wagen. Und wenn das nicht reicht? Kein Problem, dafür gibt es HAEBERLE macht's – nämlich genau die Sonderlösung, die Sie benötigen.

Unsere Farbenvielfalt

Wählen Sie die Griffe aus 7 Trend-Farben



Andere Farbkombinationen oder kundenspezifische Farben gerne auf Anfrage.



Schubladeneinsatz für Wagen 60

Ref.-Nr. 16723



Schubladen-Rückblende für Wagen 60

Ref.-Nr. 15752



Abfallsammler „tomo“

Ref.-Nr. 11026



Abwurfschale

Ref.-Nr. 04615



Injektionsset PicBox®

Ref.-Nr. 11381



Injektionsset PicBox® multi

Ref.-Nr. 16335



„Medi-Müll Set“ mit 20 Boxen 1,5 L

Ref.-Nr. 04778



Ampullenöffner „CUPFIX“

Ref.-Nr. 05771



Armauflage

Ref.-Nr. 09496



Kabel- und Schlauchhalter

Ref.-Nr. 10265



Infusionsflaschenhalter

Ref.-Nr. 04621



Konsole für Wagen 60

Ref.-Nr. 09499

Weitere Systemteile und Zubehör finden Sie in der 08/16®-Preisliste.

Ihr medizin-technischer Fachhändler

HAEBERLE GmbH + Co. KG

Breitwiesenstr. 13, DE-70565 Stuttgart

Postfach 800524, DE-70505 Stuttgart

Telefon +49 (0) 711 78314-0

Telefax +49 (0) 711 78314-77

info@haeberle-med.de

www.haerberle-med.de