

Mediskop[®]-Röntgenfilmbetrachter

Einen optischen Blickfang für Ihre Praxis bieten Ihnen die **Mediskop[®]-Geräte 560** und **860** mit Ein-/ Ausschalter oder die Modelle **560-HF** und **860-HF** mit Helligkeitsregulierung und Hochfrequenztechnologie.

- Der Designkick für die Arztpraxis oder Klinik
- Optimale gleichmäßige Ausleuchtung
- Mit oder ohne Helligkeitsregulierung wählbar
- Gleichmäßige Ausleuchtung und großer Helligkeitsregulierbereich
- Ermüdungsfreies Arbeiten durch Hochfrequenztechnologie (HF)
- HF-Geräte bieten höhere Wirtschaftlichkeit im Betrieb.
Bis zu 50% längere Lebensdauer der Leuchtstofflampen im Betrieb.



Merkmale:

- Silbergraues Qualitäts-Aluminiumgehäuse mit grauen Kontrastecken
- Frontscheibe aus Acrylglas
- Rundumlaufende Filmhalteschiene für höchsten Betrachtungskomfort
- Netzspannung 230 V / 50 Hz
- Absenkung der Leuchtdichte bis auf 500 cd/m²
- Schraubenlose Vorderfront für Montage und Service leicht abnehmbar