

Mediskop®-Röntgenfilmbetrachter

Einen optischen Blickfang für Ihre Praxis bieten Ihnen die **Mediskop®-Geräte 560** und **860** mit Ein-/ Ausschalter oder die Modelle **560-HF** und **860-HF** mit Helligkeitsregulierung und Hochfrequenztechnologie.

- Der Designkick für die Arztpraxis oder Klinik
- Optimale gleichmäßige Ausleuchtung
- Mit oder ohne Helligkeitsregulierung wählbar
- Gleichmäßige Ausleuchtung und großer Helligkeitsregulierbereich
- Ermüdungsfreies Arbeiten durch Hochfrequenztechnologie (HF)
- HF-Geräte bieten höhere Wirtschaftlichkeit im Betrieb.
Bis zu 50% längere Lebensdauer der Leuchtstofflampen im Betrieb.



Merkmale:

- Silbergraues Qualitäts-Aluminiumgehäuse mit grauen Kontrastecken
- Frontscheibe aus Acrylglas
- Rundumlaufende Filmhalteschiene für höchsten Betrachtungskomfort
- Netzspannung 230 V / 50 Hz
- Absenkung der Leuchtdichte bis auf 500 cd/m²
- Schraubenlose Vorderfront für Montage und Service leicht abnehmbar

Röntgenfilmbetrachter

Mediskop® mit Ein-/Ausschalter

Typ	Bildfläche B x H (mm)	Gehäuse- außenmaß B x T x H (mm)	Anzahl Röhren (Watt)	Leistungs- aufnahme (Watt)	Farbtemp. Durch- strahlungs- licht (Kelvin)	Farbtemp. Röhren max. (Kelvin)	Beleuch- tungsstärke max. (Lux)	Leucht- dichte (cd/qm ca.)	Gewicht (kg ca.)	Farbe Kontrast- ecken	Ref.-Nr.
560	560 x 435	635 x 100 x 510	2/18	45	6000	6500	6200	1790	9,4	grau	15221
860	865 x 435	940 x 100 x 510	2/30	80	6000	6500	9300	2630	12,8	grau	15223

Mediskop® mit stufenloser Helligkeitsregulierung und Hochfrequenztechnologie

Typ	Bildfläche B x H (mm)	Gehäuse- außenmaß B x T x H (mm)	Anzahl Röhren (Watt)	Leistungs- aufnahme (Watt)	Farbtemp. Durch- strahlungs- licht (Kelvin)	Farbtemp. Röhren max. (Kelvin)	Beleuch- tungsstärke max. (Lux)	Leucht- dichte (cd/qm ca.)	Gewicht (kg ca.)	Farbe Kontrast- ecken	Ref.-Nr.
560 HF	560 x 435	635 x 100 x 510	2/18	35	6000	6500	7350	2100	9,3	grau	17300
860 HF	865 x 435	940 x 100 x 510	2/30	65	6000	6500	10500	3000	12,6	grau	17302

Zubehör

Maskenfolien

matt-schwarz. Die Folie können Sie einfach auf das gewünschte Maß zuschneiden. Sie wird durch die Filmhaltereschiene des Gerätes sicher gehalten.

für **Mediskop® 560**
Maße: 560 x 445 mm

15229

für **Mediskop® 860**
Maße: 865 x 445 mm

15230

Alle Preise verstehen sich zuzüglich Mehrwertsteuer. Als innovatives Unternehmen behalten wir uns Preis- und Konstruktionsänderungen vor. Alle vorherigen Preislisten verlieren ihre Gültigkeit. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen in der jeweils gültigen Fassung.

WEEE-Reg.-Nr. DE 20235235

Ihr medizin-technischer Fachhändler

HAEBERLE GmbH + Co. KG

Breitwiesenstr. 13, DE-70565 Stuttgart
Postfach 800524, DE-70505 Stuttgart
Telefon +49 (0) 711 78314-0
Telefax +49 (0) 711 78314-77
info@haeberle-med.de
www.haerberle-med.de