

**HAEBERLE**

Mobile Arbeitsplätze

---

# smart und agil

Gerätewagensystem  
Leichtlast



**bravo**<sup>®</sup>

**bravo**

# Der smarte und agile Gerätewagen

Genial für Sparfüchse:  
Ein eleganter, preisgünstiger Wagen für Ihre Geräte.

Das neue Wagenmodell „bravo“ präsentiert sich in leichtem Design und wurde speziell für kleine Geräte konzipiert.

„bravo“ ist der universelle Begleiter für den mobilen Einsatz von kleinen Geräten in der Arztpraxis, Dentalpraxis, Klinik, Beauty-Studios, und ist auch ideal geeignet für Präsentationsgeräte in Büros sowie für Mess- oder Prüfgeräte in Industriebetrieben.

Sie möchten aber doch lieber was ganz Eigenes? Ihren Spezialbravo, passend zu Ihrer neuesten Gerätegeneration und Ihrem Erscheinungsbild?

Individualität ist nämlich unsere große Stärke. Kontaktieren Sie uns - wir sind jederzeit offen für Ihre Extrawünsche.



Geschützt mit europäischem Geschmacksmuster und Symbol für verlässliche Markenqualität zum vernünftigen Preis.



## Die System-Komponenten

- Leichtfüßiges und zugleich standfestes Fahrgestell mit hochwertigen Doppellenkrollen inklusive Wandabweisern und 2 Feststellern.
- Raffiniertes, zweigeteiltes Aluminium-Trägerprofil, jeweils mit integriertem Kabelkanal und je 2 Dekorstreifen vorne und hinten.
- Dekorstreifen serienmäßig in 3 verschiedenen Farben lieferbar.
- Trägerprofil wahlweise 780 mm hoch oder 900 mm hoch.
- Robuste, hygienische Metallplatten mit Ziehgriff, oder auch mit Schiebegriffen.
- Praktische und ausziehbare weiße Ablageschale (Polycarbonat) mit Ablageplatte zur staubdichten Aufbewahrung von kleinen Zubehörteilen.
- Zubehör für viele Einsatzzwecke, auch jederzeit nachrüstbar.
- Sondermaße oder Sonderfarben auf Anfrage

# Beispiele für Gerätewagen

## Basiswagen / Gerätewagen



bravo - Basiswagen 1

Ref.-Nr. 2701.1



bravo - Basiswagen 2

Ref.-Nr. 2702.1



bravo - Basiswagen 3

Ref.-Nr. 2703.1



bravo - Basiswagen 5

Ref.-Nr. 2707.1



bravo - Basiswagen 6

Ref.-Nr. 2736.1



bravo - Gerätewagen 2

Ref.-Nr. 2719.1

**Computerwagen / Tabletwagen / Ergometriewagen**



bravo - Computerwagen 1

Ref.-Nr. 2715.1



bravo - Tabletwagen 3

Ref.-Nr. 2755.1



bravo - Ergometriewagen 1

Ref.-Nr. 2718.1

**Hygienewagen / Dentalwagen**



bravo - Hygienewagen 1

Ref.-Nr. 2747.1



bravo - Hygienewagen 2


Ref.-Nr. 2708.1



bravo - Dentalwagen 1

Ref.-Nr. 2709.1

Individuell ist unser Standard. Aus gemeinsamen Ideen entwickeln wir gerne auch Ihr individuelles Wagenmodell.



## Dekorstreifen in 3 Farben stehen Ihnen zur Auswahl.

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung bei der Referenznummer an der letzten Stelle die Farbziffer an:

6502B nach NCS



grau Ref.-Nr. xxxx.1

3050-R80B nach NCS



blau Ref.-Nr. xxxx.2

0050-Y nach NCS



gelb Ref.-Nr. xxxx.4

Andere Farbkombinationen oder kundenspezifische Farben gerne auf Anfrage.



Ablageplatte

Ref.-Nr. 27311



Ablageplatte, quer

Ref.-Nr. 27048



Ablageplatte mit Schiebegriffen

Ref.-Nr. 27351



Ablageplatte mit Kunststoffschale

Ref.-Nr. 27038




Ablageplatte mit TFT-Halter

Ref.-Nr. 27004



Ablageplatte mit Tablet-Halter

Ref.-Nr. 27009



Ablagekorb

Ref.-Nr. 27046



Normprofilschiene

Ref.-Nr. 19976



Steckdosenleiste 3-fach, Typ F

Ref.-Nr. 21508

Weitere Systemteile und Zubehör finden Sie in der bravo-Preisliste.

Ihr medizin-technischer Fachhändler

### HAEBERLE GmbH + Co. KG

Breitwiesenstr. 13, DE-70565 Stuttgart

Postfach 800524, DE-70505 Stuttgart

Telefon +49 (0) 711 78314-0

Telefax +49 (0) 711 78314-77

info@haeberle-med.de

www.haerberle-med.de