

HAEBERLE

Mobile Arbeitsplätze

variabel und edel

keo® ISO-Modul- und
Funktionswagensystem



keo®

keo®

Das variable und außergewöhnliche Wagensystem

Bietet viel kreativen Spielraum bei der individuellen Zusammenstellung Ihres Wagensystems

keo® ist die moderne und mobile Wagen-Serie mit unendlichen Variationsmöglichkeiten, klarer Linienführung mit Farbakzenten, ergonomisch, funktionsbewusst und praktisch für viele Behandlungseinsätze. Wählen Sie Ihren keo®-Funktionswagen in der passenden Farbe und Höhe, mit Metall-Arbeitsplatte oder mit aufgekanteter Kunststoffplatte, mit hochwertigen und abschließbaren Rollläden, alternativ mit Schubladen oder ISO-Modul-Vollauszügen, Karteiauszügen ... und mehr.

Erhältlich sind verschiedene Farbkombinationen mit verwindungsfestem Korpus aus hochwertig beschichtetem Stahlblech. Die 4 formschönen Alu-Trägerprofile nehmen vielerlei Zubehör auf.

Zum Einsatz kommen die Wagen u. a. als Verband- und Behandlungswagen, ISO-Modulwagen, Narkosewagen, Notfallwagen vorzugsweise in Kliniken, Rehaszentren und Arztpraxen.

keo®

keo® – das ISO-Modul- und Funktionswagensystem von HAEBERLE – seit 1933 der Spezialist in der Entwicklung innovativer Wagensysteme in der Medizintechnik.



Die System-Komponenten

- Robuste, verwindungsfeste Metallausführung aus verzinktem, hochwertig epoxydharz-pulverbeschichtetem Stahlblech.
- 4 formschöne eloxierte Aluminium-Trägerprofile zur Aufnahme von Zubehör. Das Zubehör kann auch nachträglich montiert werden.
- Serienmäßig haben alle Wagen hochwertige Qualitäts-Leichtlaufrollen. Ø 125 mm, mit 2 Feststellern und mit Wandabweisern.
- Alle Wagen sind serienmäßig mit einem eleganten Schiebegriff (weißaluminium RAL 9006) ausgestattet.
- Arbeitsplatten wahlweise aus grauem ABS-Kunststoff mit Aufkantung, aus Edelstahl mit Schwallkante oder aus pulverbeschichtetem Metall mit seitlichem Auszug.
- Alle Modul-Vollauszüge haben einen Einhängerahmen zur Aufnahme gängiger ISO-Module. Der Auszug ist bis ca. 110 % ausziehbar.
- Die Schubladen sind ebenfalls mit Vollauszug (110 %) ausgestattet.
- Dekorstreifen und Schubladengriffe sind serienmäßig in 5 Farben wählbar.
- Sondermodelle auf Anfrage.

Beispiele für Funktionswagen

ISO-Modulwagen



ISO-Modulwagen 1

Ref.-Nr. 1851.1



ISO-Modulwagen 4

Ref.-Nr. 1895.1



ISO-Modulwagen 7

Ref.-Nr. 1899.1

Wagen mit Metallschubladen



Narkosewagen 2

Ref.-Nr. 1860.1



Behandlungswagen 5

Ref.-Nr. 1897.1



Behandlungswagen 2

Ref.-Nr. 1838.1

ISO-Modul-Funktionswagen



ISO-Notfallwagen 2

Ref.-Nr. 1858.1



ISO-Verbandwagen 3

Ref.-Nr. 1864.1



ISO-Behandlungswagen 8

Ref.-Nr. 1761.1

Sondermodelle



Bronchoskopiewagen

Gelbgrün RAL 6018 10785950



Behandlungswagen

Zinkgelb RAL 1018 10785700



Injektionswagen

Himmelblau RAL 5015 10785800


Individuell ist unser Standard

Für ein Höchstmaß an Mobilität am Arbeitsplatz

Seit 1933 hat unser Unternehmen mit pfiffigen Ideen und praktischen Problemlösungen unzählige innovative Produktlinien rund um das Thema Geräte- und Vielzweckwagen entwickelt und mit großem Erfolg weltweit vermarktet.

Mit unseren Produkten und Lösungen garantieren wir am Arbeitsplatz ein Höchstmaß an Mobilität, Flexibilität und Verlässlichkeit, damit sich jeder voll und ganz auf seine eigentliche Arbeit konzentrieren kann.

Der modulare Grundgedanke wird von uns konsequent in praxisingerechte Lösungen umgesetzt. Die große Vielzahl an Standardkomponenten macht jeden einzelnen Wagen zu einer individuell zugeschnittenen Kundenlösung. Ob ein Einzelwagen für den niedergelassenen Arzt, Kleinserien oder große Stückzahlen für Gerätehersteller. Und wenn es einmal ganz persönlich auf Sie zugeschnitten sein soll – HAEBERLE macht's.



HAEBERLE hat's – ein modulares Basissystem für Ihren multifunktionalen Wagen. Und wenn das nicht reicht? Kein Problem, dafür gibt es HAEBERLE macht's – nämlich genau die Sonderlösung, die Sie benötigen.

Unsere Farbenvielfalt

Wählen Sie die Dekorstreifen und Griffe aus 5 Trend-Farben. Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung bei der Referenznummer an der letzten Stelle die Farbziffer an.



Wagen / grauweiß

Griffe und Dekorstreifen grau

Ref.-Nr. xxxx.1



Wagen / grauweiß

Griffe und Dekorstreifen blau

Ref.-Nr. xxxx.2



Wagen / grauweiß

Griffe und Dekorstreifen rotviolett

Ref.-Nr. xxxx.3



Wagen / grauweiß

Griffe und Dekorstreifen gelb

Ref.-Nr. xxxx.4



Wagen / grauweiß

Griffe und Dekorstreifen türkis

Ref.-Nr. xxxx.5

RAL-Farben

Oder wählen Sie eine Lieblingsfarbe für Ihren keo® gegen geringen Aufpreis.





ISO-Modul

Ref.-Nr. 18897



Infusionsflaschenhalter

Ref.-Nr. 18020



Abfallsammler „tomo“

Ref.-Nr. 18470



Verplombung für 3 Raster

Ref.-Nr. 17470



Katheter-Köcher

Ref.-Nr. 18065



Halter für Spenderboxen
aus Edelstahl für 1 Box

Ref.-Nr. 18707



ISO-Modul
Medikamententablett

Ref.-Nr. 18400



Seifen- und Desinfektions-
mittelspender, Inhalt 1 L

Ref.-Nr. 17850



Organisationssystem mit
2 geneigten Ablageebenen
aus Edelstahl

Ref.-Nr. 17836



Entsorgungsbox „Medi-Müll“
Set mit 20 Boxen (1,5 L)
und Halterung

Ref.-Nr. 18050



Abfallsammler „tango“
Inhalt 8 L mit
Knieöffnungsmechanik

Ref.-Nr. 18358



Normprofiltschiene aus
Chromnickelstahl seitlich
am keo®

Ref.-Nr. 17943

Weitere Systemteile und Zubehör finden Sie in der keo®-Preisliste.

Ihr medizin-technischer Fachhändler

HAEBERLE GmbH + Co. KG

Breitwiesenstr. 13, DE-70565 Stuttgart

Postfach 800524, DE-70505 Stuttgart

Telefon +49 (0) 711 78314-0

Telefax +49 (0) 711 78314-77

info@haeberle-med.de

www.haerberle-med.de