

**HAEBERLE**

Mobile Arbeitsplätze

**doppio**  
by HAEBERLE

puristisch und  
kraftvoll

Gerätewagensystem

**Typenliste**

gültig ab 1. Oktober 2019

doppio

## - das puristische und kraftvolle Wagensystem

---

Das Gerätewagensystem **doppio** ermöglicht Ihnen eine individuelle Gestaltungsmöglichkeit für die Arztpraxis oder Klinik.

Das moderne, multifunktionale Wagensystem überzeugt durch hochwertige, beschichtete Ablageplatten aus Holz/Kunststoff mit abgerundeten Softkanten. Die verfügbaren Plattenbreiten von 45 cm und 60 cm bieten jedem Anspruch genügend Platz.

Die neu designten Aluminium-Trägerprofile mit integrierten Kabelkanälen und farbigen Dekorstreifen in grau oder blau, machen die **doppio**-Wagen zur idealen mobilen Ergänzung Ihrer Praxiseinrichtung.

Ein höchst anspruchsvolles Design, garantiert die ästhetische Eingliederung der Wagensysteme in ein modernes Praxismobiliar und die große Auswahl an Systemteilen und Zubehör, lassen jede Menge Spielraum für eine individuelle Gestaltung.

**HAEBERLE  
HAT'S**

**HAEBERLE  
MACHT'S**

**Merkmale:** Kraftvolles Fahrgestell, 4 elegante Alu-Trägerprofile mit Kabelkanälen und zur Aufnahme von Zubehör. Hochwertige, schön geformte, weiße Ablageplatten und Schubladen mit abgerundeten Softkanten.

**Funktion:** Als Basiswagen, Gerätewagen, Ergometriewagen, Tablet/iPad-Wagen, Injektionswagen, ... und mehr

**Einsatz:** In Kliniken, Rehasentren und Arztpraxen.



### **Potentialausgleich-System POAG entsprechend DIN 42801**

In medizinisch genutzten Räumen können durch Geräte und andere leitfähige Teile Potentialdifferenzen auftreten, die ein Gefährdungspotential für Personen darstellen. Sicherem Schutz bietet ein Potentialausgleich.

Optional werden bei Gerätewagen POAG-Pins ab Werk montiert und im Rahmen der Endabnahme elektrisch geprüft. Sofern nicht bereits in den Räumen vorgesehen, bitte entsprechende Potentialausgleichsleitung bei Bedarf dazu bestellen. Unser Team berät Sie gerne.

Beim Wagensystem **doppio** werden POAG-Pins mittels Quertraverse rückseitig zwischen den Trägerprofilen befestigt. Eine Nachrüstung ist seitens des Kunden durch qualifiziertes Fachpersonal möglich.

## Komponenten

- Stabiles Fahrgestell mit großen Qualitätsleichtlauf-Rollen.
- Elektrisch leitfähige Rollen optional gegen Aufpreis.
- Puristische Alu-Trägerprofile mit Profil-Abdeckkappen und integrierten Kabelkanälen für komfortables Kabelmanagement.
- Dekorstreifen in den Profilen grau oder blau.
- Belastbare, weiß beschichtete Ablageplatten aus Holz/Kunststoff mit abgerundeten Softkanten.
- Schön geformte Schubladen mit abgerundeten Ecken, grauem Schubladengriff und schwebeleichter Kugel-Teleskop-Führung mit Einrastmechanismus.
- Handliche, seitliche Schiebegriffe in grau.

## Technische Details / Maße

Außenmaße Wagen:	bei Platten-Breite 450 mm mit Rollen Ø 100 mm
	565 x 571 x 793 mm (B x T x H) 565 x 571 x 1177 mm (B x T x H) 565 x 571 x 1474 mm (B x T x H)
	bei Platten-Breite 600 mm mit Rollen Ø 100 mm
	715 x 571 x 793 mm (B x T x H) 715 x 571 x 1177 mm (B x T x H) 715 x 571 x 1474 mm (B x T x H)
Gesamttraglast:	bis 120 kg
Trägerprofilhöhe:	566 / 950 / 1206 mm standard
Außenmaße Ablageplatten:	450 x 450 x 22 mm (B x T x H) 600 x 450 x 22 mm (B x T x H)
Traglast Ablageplatten:	bis 30 kg pro Platte
Außenmaße Schubladen:	450 x 450 x 100 mm (B x T x H) 600 x 450 x 100 mm (B x T x H)
Flächenbelastung Schubladen:	bis 10 kg
Qualitätsleichtlauf-Rollen:	Serienmäßig 4 Rollen Ø 100 mm oder Ø 125 mm mit Wandabweisern. Rollen mit Ø 150 mm und elektrisch leitfähige Rollen sind gegen Aufpreis erhältlich.

## Materialien / Farbgestaltung

Trägerprofil:	Aluminium, eloxiert
Profil-Abdeckung:	Polyamid, grau (6502B nach NCS)
Fahrgestell:	Alu-Guß, Feinstruktur, pulverbeschichtet, grau (RAL 7012)
Dekorstreifen im Profil:	aus PVC, grau (6502B nach NCS) oder blau (3502B nach NCS)
Ablageplatten:	Holz/Kunststoff, beschichtet, weiß (W980-ST2 EGGER)
Schiebegriff:	Polyamid, grau (6502B nach NCS)
Schubladengriff:	Polyamid, grau (6502B nach NCS)
Schublade:	Holz/Kunststoff, beschichtet, weiß (W980-ST2 EGGER)

Bei allen in der Preisliste aufgeführten Wagenmodellen sind die dargestellten Schiebegriffe exklusive. Bitte separat bestellen. Alle gelisteten Wagen werden ohne Aufpreis montiert geliefert und sind jederzeit nachrüstbar.

## Basiswagen / Gerätewagen

### doppio - Basiswagen



mit 2 Ablageplatten, 1 Schublade mit Schubladengriff, 4 Rollen  $\varnothing$  100 mm.  
Bis zu 4 Schubladen können nachträglich eingebaut werden.

#### Wagen 45

Maße: 565 x 571 x 793 mm (B x T x H)

Dekorstreifen	Ref.-Nr.
grau	26101
blau	26102

#### Wagen 60

Maße: 715 x 571 x 793 mm (B x T x H)

Dekorstreifen	Ref.-Nr.
grau	26201
blau	26202

Einzelne Schubladen siehe Seite 9.

### doppio - Gerätewagen 1



mit 3 Ablageplatten, 1 Quertraverse, 4 Rollen  $\varnothing$  100 mm, 2 Feststellern.

#### Wagen 45

Maße: 565 x 571 x 1177 mm (B x T x H)

Dekorstreifen	Ref.-Nr.
grau	26341
blau	26342

#### Wagen 60

Maße: 715 x 571 x 1177 mm (B x T x H)

Dekorstreifen	Ref.-Nr.
grau	26351
blau	26352

### doppio - Gerätewagen 2



mit 4 Ablageplatten, 1 Quertraverse, 1 Schublade mit Schubladengriff, 4 Rollen  $\varnothing$  100 mm, 2 Feststellern.

#### Wagen 45

Maße: 565 x 571 x 1177 mm (B x T x H)

Dekorstreifen	Ref.-Nr.
grau	26211
blau	26212

#### Wagen 60

Maße: 715 x 571 x 1177 mm (B x T x H)

Dekorstreifen	Ref.-Nr.
grau	26111
blau	26112

# Endoskopiewagen / Ergometriewagen / Tablet/iPad-Wagen

## doppio - Endoskopiewagen



mit 5 Ablageplatten, 1 Quertraverse, 1 Schublade mit Schubladengriff, 4 elektrisch leitfähigen Rollen (Wagen 45 / Ø 125 mm, Wagen 60 / Ø 150 mm), 2 Feststellern.

### Wagen 45

Maße: 565 x 571 x 1474 mm (B x T x H)

Dekorstreifen	Ref.-Nr.
grau	26221
blau	26222

### Wagen 60

Maße: 715 x 571 x 1504 mm (B x T x H)

Dekorstreifen	Ref.-Nr.
grau	26241
blau	26242

## doppio - Ergometriewagen



mit 2 Ablageplatten (450 mm tief), 1 Ablageplatte oben (350 mm tief), 1 Schublade mit Schubladengriff, 1 Kabel- und Schlauchhalter (Ref.-Nr. 13926) inkl. Befestigungskloben, 4 Rollen Ø 100 mm, 2 Feststellern.

### Wagen 45

Maße: 565 x 571 x 1177 mm (B x T x H)

Dekorstreifen	Ref.-Nr.
grau	26231
blau	26232

### Wagen 60

Maße: 715 x 571 x 1177 mm (B x T x H)

Dekorstreifen	Ref.-Nr.
grau	26301
blau	26302

## doppio - Tablet/iPad-Wagen



mit 3 Ablageplatten, 1 Quertraverse, 1 Schublade mit Schubladengriff, 1 Halterung für Tablet/iPad (Ref.-Nr. 20854), 4 Rollen Ø 100 mm, 2 Feststellern.

### Wagen 45

Maße: 565 x 571 x 1177 mm (B x T x H)

Dekorstreifen	Ref.-Nr.
grau	26321
blau	26322

### Wagen 60

Maße: 715 x 571 x 1177 mm (B x T x H)

Dekorstreifen	Ref.-Nr.
grau	26331
blau	26332

# Narkosewagen / Injektionswagen

## doppio - Narkosewagen



mit 2 Ablageplatten, 5 Schubladen mit Schubladengriffen, 4 elektrisch leitfähigen Rollen Ø 125 mm, 2 Feststellern.

### Wagen 45

Maße: 565 x 571 x 834 mm (B x T x H)

Dekorstreifen	Ref.-Nr.
grau	26311
blau	26312

### Wagen 60

Maße: 715 x 571 x 834 mm (B x T x H)

Dekorstreifen	Ref.-Nr.
grau	26271
blau	26272

## doppio - Injektionswagen COMPACT



mit 2 Ablageplatten, 1 Schublade mit Schubladengriff, 1 Schubladeneinsatz mit variablen Einteilungen, 1 Injektionsset COMPACT, Entsorgungsboxen „Medi-Müll“ 1,5 L (Set mit 20 Boxen) mit Halterung, 1 Abwurfschale aus Edelstahl und 1 Armauflage, jeweils mit Befestigungskloben, 4 Rollen Ø 100 mm, 2 Feststellern.

### Wagen 60

Maße: 715 x 571 x 1433 mm (B x T x H)

Dekorstreifen	Ref.-Nr.
grau	26261
blau	26262

## doppio - Injektionswagen PicBox-Plus



mit 2 Ablageplatten, 1 Schublade mit Schubladengriff, 1 Schubladeneinsatz mit variablen Einteilungen, 1 Injektionsset PicBox mit KOMBI-Set, 1 Kanülensammler „Schluckfix“ (Set mit 20 Boxen), 1 Abwurfschale aus Edelstahl und 1 Armauflage, jeweils mit Befestigungskloben, 4 Rollen Ø 100 mm, 2 Feststellern.

### Wagen 60

Maße: 715 x 571 x 1433 mm (B x T x H)

Dekorstreifen	Ref.-Nr.
grau	26251
blau	26252

# Systemteile

## Fahrgestelle / Trägerprofile

### Fahrgestell doppio

mit Bodenplatte und 4 Qualitätsleichtlauf-Rollen mit Wandabweisern.

#### für Wagen 45

Maße: 565 x 571 x 223 mm (B x T x H)

Fahrgestell	Ref.-Nr.
Rollen Ø 100 mm	26036

Maße: 565 x 571 x 223 mm (B x T x H)

Fahrgestell	Ref.-Nr.
Rollen Ø 100 mm 2 feststellbar	26039

Maße: 565 x 571 x 265 mm (B x T x H)

Fahrgestell	Ref.-Nr.
Rollen Ø 125 mm 2 feststellbar	26045

Maße: 565 x 571 x 265 mm (B x T x H)

Fahrgestell	Ref.-Nr.
Rollen Ø 125 mm elektr. leitfähig, 2 feststellbar	26083

#### für Wagen 60

Maße: 715 x 571 x 223 mm (B x T x H)

Fahrgestell	Ref.-Nr.
Rollen Ø 100 mm	26035

Maße: 715 x 571 x 223 mm (B x T x H)

Fahrgestell	Ref.-Nr.
Rollen Ø 100 mm 2 feststellbar	26023

Maße: 715 x 571 x 265 mm (B x T x H)


Fahrgestell	Ref.-Nr.
Rollen Ø 125 mm 2 feststellbar	26043

Maße: 715 x 571 x 265 mm (B x T x H)

Fahrgestell	Ref.-Nr.
Rollen Ø 125 mm elektr. leitfähig, 2 feststellbar	26084

Maße: 715 x 571 x 294 mm (B x T x H)

Fahrgestell	Ref.-Nr.
Rollen Ø 150 mm elektr. leitfähig, 2 feststellbar	26044



### Trägerprofile in Standardhöhen

**2 Paar Trägerprofile** aus Aluminium und integrierten Kabelkanälen, mit grauen Profil-Abdeckkappen aus Polyamid und Dekorstreifen in grau oder blau. Bei Profilhöhen ab 950 mm und bei Wagen ohne Schublade, ist zur Sicherstellung der Stabilität eine Quervertraverse (Ref.-Nr. 26067) bzw. (Ref.-Nr. 26068) erforderlich. Siehe Seite 9.



#### Profilhöhe: 566 mm

Dekorstreifen	Ref.-Nr.
grau	26021
blau	26022

#### Profilhöhe: 1206 mm

Dekorstreifen	Ref.-Nr.
grau	26081
blau	26082

#### Profilhöhe: 950 mm


Dekorstreifen	Ref.-Nr.
grau	26061
blau	26062

#### Profilhöhe: 566 / 1206 mm

Dekorstreifen	Ref.-Nr.
grau	26121
blau	26122

### Trägerprofile in Individualhöhen

**4 Trägerprofile** aus Aluminium und integrierten Kabelkanälen, mit grauen Profil-Abdeckkappen aus Polyamid und Dekorstreifen in grau oder blau.



Profilhöhe	Farben	
	Dekorstreifen: grau	Dekorstreifen: blau
0 - 566 mm	26131	26132
566 - 1206 mm	26141	26142
1206 - 1846 mm	26151	26152

## Rollen / Schiebegriff / Ablageplatten / Antirutschmatte

### Rollen Ø 100 mm



Aufpreis für 2 Kunststoff-Doppellenkrollen, feststellbar.

**Ref.-Nr.**

13906

### Rollen Ø 100 mm elektrisch leitfähig

Aufpreis für 4 Kunststoff-Doppellenkrollen, 2 davon feststellbar.

**Ref.-Nr.**

13907

### Rollen Ø 125 mm



Aufpreis für 4 Kunststoff-Rollen, 2 davon feststellbar.

**Ref.-Nr.**

26074

### Rollen Ø 125 mm elektrisch leitfähig

Aufpreis für 4 Kunststoff-Rollen, 2 davon feststellbar.

**Ref.-Nr.**

26075

### Rollen Ø 150 mm



Aufpreis für 4 Metall-Rollen, 2 davon feststellbar.

**Ref.-Nr.**

26076

### Rollen Ø 150 mm elektrisch leitfähig

Aufpreis für 4 Metall-Rollen, 2 davon feststellbar.

**Ref.-Nr.**

26077

### Schiebegriff



grau, handlich, aus Polyamid, 1 Stück.

**Ref.-Nr.**

26028

### Ablageplatte



350 mm tief, weiß, aus Holz/Kunststoff, mit abgerundeten Softkanten.

für **Wagen 45**

Maße:  
450 x 350 x 22 mm (B x T x H)

**Ref.-Nr.**

26032

für **Wagen 60**

Maße:  
600 x 350 x 22 mm (B x T x H)

**Ref.-Nr.**

26025

### Ablageplatte



450 mm tief, weiß, aus Holz/Kunststoff, mit abgerundeten Softkanten.

für **Wagen 45**

Maße:  
450 x 450 x 22 mm (B x T x H)

**Ref.-Nr.**

26030

für **Wagen 60**

Maße:  
600 x 450 x 22 mm (B x T x H)

**Ref.-Nr.**

26024

### Antirutschmatte für Ablageplatten

transparent, geräuschdämmend, aus Ethylen Vinylacetat Copolymer (EVA).

für **Wagen 45**

Maße: 430 x 430 mm (B x T)

**Ref.-Nr.**

26087

für **Wagen 60**

Maße: 580 x 430 mm (B x T)

**Ref.-Nr.**

26089

Maße: 430 x 330 mm (B x T)

**Ref.-Nr.**

26088

Maße: 580 x 330 mm (B x T)

**Ref.-Nr.**

26090



## Schublade / Schubladeneinsatz / Traverse / Quertraversen

### Schublade

aus Holz/Kunststoff, weiß, inklusive Schubladengriff, grau, aus Polyamid.  
Flächenbelastung bis max. 10 kg



für **Wagen 45**

Innen-Maße:  
376 x 400 x 80 mm (B x T x H)

Ref.-Nr.

26034

für **Wagen 60**

Innen-Maße:  
526 x 400 x 80 mm (B x T x H)

Ref.-Nr.

26026

### Schubladeneinsatz

mit variablen Einteilungen, aus transparentem Kunststoff, herausnehmbar,  
spülmaschinenfest.



für **Wagen 45**

mit 1 Bahn und 4 Teilern  
Maße: 376 x 400 x 55 mm (B x T x H)

Ref.-Nr.

26085

für **Wagen 60**

mit 2 Bahnen und 6 Teilern  
Maße: 526 x 400 x 55 mm (B x T x H)

Ref.-Nr.

26086

### Traverse Holz/Kunststoff

als zusätzliche hintere Aufkantung der Platten oder Kippsicherung, beschichtet,  
weiß (W980-ST2 EGGER). **Nicht zur Stabilisierung geeignet.**



für **Wagen 45**

Maße: 450 x 22 x 110 mm (B x T x H)

Ref.-Nr.

26060

für **Wagen 60**

Maße: 600 x 22 x 110 mm (B x T x H)

Ref.-Nr.

26063

### Quertraverse Metall

zur zusätzlichen Stabilisierung der Wagen oder zur Befestigung einer Steckdosen-  
leiste. Aus Metall, pulverbeschichtet, grauweiß (RAL 9002).



für **Wagen 45**

Maße: 450 x 35 x 100 mm (B x T x H)

Ref.-Nr.

26067

für **Wagen 60**

Maße: 600 x 35 x 100 mm (B x T x H)

Ref.-Nr.

26068

### Quertraverse Metall

mit 2 POAG-Pins (Ref.-Nr. 26073). Bis max. 7 POAG-Pins sind möglich. Aus Metall,  
pulverbeschichtet, grauweiß (RAL 9002).



für **Wagen 45**

Maße: 450 x 52 x 100 mm (B x T x H)

Ref.-Nr.

26071

für **Wagen 60**

Maße: 600 x 52 x 100 mm (B x T x H)

Ref.-Nr.

26072

### Quertraverse Metall

mit 2 POAG-Pins (Ref.-Nr. 26073) und Steckdosenleiste, 4-fach (Ref.-Nr. 21868). Bis  
7 POAG-Pins sind möglich. Aus Metall, pulverbeschichtet, grauweiß (RAL 9002).



für **Wagen 45**

Maße: 450 x 79 x 100 mm (B x T x H)

Ref.-Nr.

26078

für **Wagen 60**

Maße: 600 x 79 x 100 mm (B x T x H)

Ref.-Nr.

26079

## „alegro“ Monitorträgersystem - verschiedene Varianten

Für stufenlose exakte Fixierung ohne Kraftaufwand. Horizontal und vertikal dreh-, neig- und schwenkbar. Monitoraufnahme mit VESA 75/100 Adaption.

### „alegro“ Halter für Monitor



auf fest eingestellter Stange  
im Trägerprofil. Höhe ca.  
400 mm oberhalb des Profils.

Traglast bis max. 12 kg

**Ref.-Nr.**

26125

Traglast bis max. 18 kg

**Ref.-Nr.**

26126

### „alegro“ Halter für Doppelmonitoring



an Alu-Traverse (Ref.-Nr. 22010)  
zwischen zwei Trägerprofilen,  
für optimale SynchronEinstel-  
lung von Monitoren. Kabelfüh-  
rung in den Profilen.

für **Wagen 60**

Traglast bis max. 2 x 12 kg

**Ref.-Nr.**

25003

Traglast bis max. 2 x 18 kg

**Ref.-Nr.**

25029

### „alegro“ Halter für Monitor



an Alu-Traverse (Ref.-Nr. 22010) zwischen zwei Trägerprofilen.

für **Wagen 45**

Traglast bis max. 12 kg

**Ref.-Nr.**

25064

Traglast bis max. 18 kg

**Ref.-Nr.**

25055

für **Wagen 60**

Traglast bis max. 12 kg

**Ref.-Nr.**

25062

Traglast bis max. 18 kg

**Ref.-Nr.**

25063

### „alegro“ Halter für Monitor



an Metall-Quertraverse (Ref.-Nr. 26067 / 26068) auf höhenverstellbarer Stange, zwischen  
zwei Trägerprofilen.

für **Wagen 45**

Traglast bis max. 12 kg

**Ref.-Nr.**

26096

für **Wagen 60**

Traglast bis max. 12 kg

**Ref.-Nr.**

26097

### „alegro“ Monitorhalter auf Schwenkarm



mit 1 Drehgelenk und  
integrierter Kabelführung.  
Ausladung: 300 mm

Traglast bis max. 12 kg

**Ref.-Nr.**

25077

Traglast bis max. 18 kg

**Ref.-Nr.**

25078

### „alegro“ Monitorhalter auf Schwenkarm



mit 2 Drehgelenken und  
integrierter Kabelführung.  
Ausladung: 300 mm

Traglast bis max. 12 kg

**Ref.-Nr.**

25087

Traglast bis max. 18 kg

**Ref.-Nr.**

25088

### „alegro“ Monitorhalter auf Gelenkarm



mit Adapterwinkel am  
Trägerprofil und integrierter  
Kabelführung.  
Ausladung: 300 mm  
Traglast bis max. 12 kg

**Ref.-Nr.**

25032

Traglast bis max. 18 kg

**Ref.-Nr.**

25035

### „alegro“ Monitorhalter auf Doppelgelenkarm



mit Adapterwinkel am  
Trägerprofil und integrierter  
Kabelführung.  
Ausladung: 2 x 150 mm  
Traglast bis max. 12 kg

**Ref.-Nr.**

25036

Traglast bis max. 18 kg

**Ref.-Nr.**

25076

# Zubehör

## TFT-Halter / Schwenkarm mit TFT-Halter / Abwurfschale / Halterung für Tablet/iPad / Abfallsammler

### TFT-Halter



für Flachbildschirme (VESA-Standard 75/100). Dreh- und neigbar an höhenverstellbarer Stange seitlich am Profil. Stahl, pulverbeschichtet, weißaluminium (RAL 9006). Belastung bis max. 12 kg.

**Ref.-Nr.**

26095

### Schwenkarm mit TFT-Halter



für Flachbildschirme (VESA-Standard 75/100), weißaluminium (RAL 9006). Dreh- und neigbar, Arm schwenkbar (Bereich 300 mm). Belastung bis max. 12 kg.

**Ref.-Nr.**

26093

### TFT-Halter



an höhenverstellbarer Stange zur Montage an einer Quertraverse. Bitte Quertraverse (Ref.-Nr. 26067 / 26068) separat bestellen.

**Ref.-Nr.**

26123

### Abwurfschale



Ø 320 mm, aus Edelstahl mit Befestigungskloben.

**Ref.-Nr.**

13911

### Halterung für Tablet/iPad



zur Montage an Quertraverse, nur werkseitig montierbar. Aluminium eloxiert einstellbar von 7"- 10". Horizontal und vertikal drehbar und neigbar, inklusive Diebstahlschutz.

**Ref.-Nr.**

20849

### Halterung für Tablet/iPad



zur Montage rückseitig an Ablageplatte, nur werkseitig montierbar. Aluminium, eloxiert, einstellbar von 7"- 10". Horizontal und vertikal drehbar und neigbar, inklusive Diebstahlschutz.

**Ref.-Nr.**

20854

### Abfallsammler „tango“



mit praktischer Öffnung des Deckels durch Kniebetätigung. Gehäuse aus Kunststoff, Verkehrsweiß (RAL 9016). Bitte 2 Normprofilschienen, (Ref.-Nr. 26046) zur Befestigung am Wagen dazu bestellen.

#### Inhalt 8 Liter

Maße:  
220 x 220 x 360 mm (B x T x H)

**Ref.-Nr.**

16701

#### Inhalt 20 Liter

Maße:  
350 x 250 x 520 mm (B x T x H)

**Ref.-Nr.**

16702

### Abfallsammler „tomo“



mit abnehmbarem, gut schließendem Deckel und mit Halterung. Aus glattem und leicht zu reinigendem Kunststoff (100% Polypropylen), grau (RAL 7045), **Inhalt 10 Liter** (für Müllsäcke ca. B 450 x H 350 mm).

Maße:  
315 x 180 x 315 mm (B x T x H)

**Ref.-Nr.**

14097

#### für Normprofilschiene

**Ref.-Nr.**

14066

Injektionssets / KOMBI-Set / Verbandmittelspender / Universalhalter / Reanimationsbrett / Infusionsflaschen-Halter / Endoskophalter

**Injektionsset „PicBox®“**



für **Wagen 60**

Der Spender mit dem **First-in/first-out Prinzip**; zum Verschrauben zwischen den Profilen. Grauweißes Kunststoffgehäuse mit glasklaren Schütten inkl. Staubschutzdeckeln. Bestehend aus Spritzenspender (3 Schütten) und Kanülenspender (5 Schütten).

Maße:  
600 x 220 x 410 mm (B x T x H)

**Ref.-Nr.**

26099

**KOMBI-Set**



Empfehlenswert als Ergänzung für Blutentnahme und Injektion. Bestehend aus Tupferspender „TAKEFIX“, Tupferbefeuchter „TIPPFIX“ und Zusatzbehälter. Alle Teile aus unzerbrechlichem Kunststoff, grauweiß.

Maße:  
120 x 230 x 265 mm (B x T x H)

**Ref.-Nr.**

13916

**Injektionsset „COMPACT“**



für **Wagen 60**

Qualitativ hochwertiges Gehäuse, weiß kunststoffurniert, staubdicht abgedeckt durch Plexiglas-scheiben, grifftechnisch optimale Einteilung; zum Verschrauben zwischen den Profilen.

Maße:  
600 x 220 x 450 mm (B x T x H)

**Ref.-Nr.**

13914

**Verbandmittelspender „COMPACT“**



für **Wagen 60**

weiß, kunststoffurniert, staubdicht abgedeckt durch Plexiglas-scheiben, mit optimaler Einteilung; für alle Schlauchverbände, Mullbinden, Pflaster, etc.

Maße:  
600 x 220 x 450 mm (B x T x H)

**Ref.-Nr.**

13913

**Universalhalter „Snap“**



aus weißem Kunststoff, für Spenderboxen mit Einmalhandschuhen, Tissues oder Wischtüchern. Ein federnder Spannschieber hält Boxen aller Art bis ca. 1 kg für Einhandbedienung bereit. Mit Halterung für doppio.

**Ref.-Nr.**

26098

**Reanimationsbrett mit Halterung**



aus robustem blauem Polyäthylen, sehr stabil und trotzdem leicht (2 kg). Belastung bis 150 kg. Halterung aus Edelstahl. Verwendbar für Wagenrückwände von min. 380 mm Höhe.

Maße:  
600 x 420 x 60 mm (B x T x H)

**Ref.-Nr.**

17370

**Infusionsflaschen-Halter**



verchromt, mit 4 Haken, Ø 25 mm, zur Einhandbedienung.

**Ref.-Nr.**

26057

**Universal Endoskophalter**



aus Plexiglas mit mehreren Ausschnitten, höhenverstellbare Stange zur Einhandbedienung.

**Ref.-Nr.**

26048

Plexiglasschutzrohr unten offen, 120 cm lang, Ø innen 3,2 cm, Ø außen 4 cm, inkl. Halteklammern.

**Ref.-Nr.**

13977

Dto. unten geschlossen für Desinfektionslösung.

**Ref.-Nr.**

13978

# Halter für Spenderboxen / Kanülensammler / Ampullenöffner / Seifen- und Desinfektionsspender / Abtropfschale / Abwurfschale / Entsorgungsboxen

## Halter für Spenderboxen



aus Edelstahl, gebürstet. Passend für gängige Spenderboxen mit Einmalhandschuhen, Tissues, inkl. Befestigungsmaterial für **doppio**.

**Halter 1-fach** (für 1 Box)  
Innen-Maße: 142 x 94 x 250 mm (B x T x H)

Ref.-Nr.

13026

**Halter 3-fach** (für 3 Boxen)  
Innen-Maße: 253 x 94 x 394 mm (B x T x H)

Ref.-Nr.

13027

**Halter 4-fach** (für 4 Boxen)  
Innen-Maße: 253 x 94 x 525 mm (B x T x H)

Ref.-Nr.

05071

## Kanülensammler „Schluckfix“



Einmalbehälter zur Aufnahme von ca. 500 gebrauchten Kanülen, aus schwarzem Recycle-Kunststoff.

Maße:  
55 x 100 x 170 mm (B x T x H)  
Set mit 20 Boxen und Halterung.

Ref.-Nr.

13917

## Originalkarton

mit 100 Boxen, ohne Halterung.

Ref.-Nr.

09490

## Halterung

separat für „Schluckfix“

Ref.-Nr.

13918

## Ampullenöffner „CUPFIX“



Gehäuse aus Kunststoff, grauweiß. Auffangbehälter für Ampullen, abnehmbar. Diamantfeile federnd, in rostfreier Platte gelagert.

Maße:  
70 x 150 x 200 mm (B x T x H)

Ref.-Nr.

13921

## Ersatz-Diamantfeile

für „CUPFIX“ Ampullenöffner

Ref.-Nr.

04663

## Halterung

separat für „CUPFIX“

Ref.-Nr.

13922

## Seifen- und Desinfektionsspender



aus Aluminium, natur eloxiert, für Standardflaschen à 1 Liter Inhalt, mit Befestigungsmaterial.

Maße:  
95 x 185 x 290 mm (B x T x H)

Ref.-Nr.

16087

## Abtropfschale

separat, herausnehmbar, zum Einhängen auf Seifen- und Desinfektionsspender.

Ref.-Nr.

16256

## Abwurf für Instrumente



mit Polypropylen-Schale, weiß, sterilisierfähig bis 134° C, mit Halterung.

Maße:  
300 x 230 x 130 mm (B x T x H)

mit Schlitzdeckel

Ref.-Nr.

13912

ohne Schlitzdeckel

Ref.-Nr.

13960

## Entsorgungsboxen „Medi-Müll“ à 1,5 Liter



aus sonnengelbem Polypropylen mit HAEBERLE-grünem Deckel. Bietet 3 praktische Abstreifhilfen für alle Kanülentypen, auch Vacutainer. Ideal geeignet für Skalpelle, Pipetten, Glasbruch, Tupfer usw. Höhe 152 mm, Ø Deckel 143 mm, Ø Boden 108 mm.

Set à 20 Boxen und Halterung.

Ref.-Nr.

13919

Karton à 100 Boxen, ohne Halterung.

Ref.-Nr.

16653

## Halterung



separat für „Medi-Müll“-Box

Ref.-Nr.

13920

Armauflage / Katheter-Köcher / Sauerstoff-Flaschen-Halterungen / Steckdosenleiste / Kabel- und Schlauchhalter / Normprofilschienen / Kabelklammer / Befestigungskloben

**Armauflage**

besonders stabil, schwarz. Gepolstert mit Integralschaum, inkl. 2 Befestigungskloben.



Ref.-Nr.

13923

**Katheter-Köcher**

aus Edelstahl, 3-fach unterteilt, zum Einhängen an Normprofilschiene.



Maße:

160 x 86 x 560 mm (B x T x H)

Ref.-Nr.

13959

Bitte Normprofilschiene (Ref.-Nr. 26046) zur seitlichen Befestigung dazu bestellen.

**Halterung**

für Sauerstoff-Flasche à 5/10 Liter, bis Ø 145 mm, inkl. oberem Haltebügel und flexiblem Halteband. Weißaluminium (RAL 9006), pulverbeschichtet. Zur Montage am Trägerprofil.



Ref.-Nr.

16322

**Steckdosenleiste 4-fach, standard**

mit 4 Schutzkontaktdosen, grünem 2-poligem Schalter, hellgrauem Kabel, 3 m lang mit angegossenem Schukostecker. Qualitätsgehäuse Aluminium eloxiert mit 2 grauen Kunststoff-Befestigungswinkeln.



Maße:

269 x 44 x 44 mm (B x T x H)

Ref.-Nr.

21693

Weitere Steckdosenleisten finden Sie im separaten Elektro-Zubehör-Programm.

**Zusätzlicher Haltebügel**

separat, mit flexiblem Halteband.

Ref.-Nr.

16324

**Halterung**

für Sauerstoff-Flasche à 2 Liter, weißaluminium (RAL 9006). Oberer Haltering Ø 102 mm, unterer Haltering Ø 84 mm. Zur Montage am Trägerprofil.



Ref.-Nr.

13956

**Kabel- / Schlauchhalter**

mit 2 Gelenken, silbergrau aus Aluminium, inkl. Befestigungskloben. Ausladung ca. 950 mm.



Ref.-Nr.

13926

**Normprofilschiene**

aus Edelstahl, mit 2 Befestigungspunkten zur seitlichen Befestigung an den Profilen. Länge 426 mm.



Ref.-Nr.

26046

**Normprofilschiene**

aus Edelstahl, mit 2 Befestigungspunkten zur rückseitigen Befestigung an einer Quertraverse. Länge 446 mm.



Ref.-Nr.

13953

**Kabelklammer**

zur Kabelaufbewahrung, aus grauem Kunststoff. Befestigung in den Profilmuten.



Ref.-Nr.

19015

**Befestigungskloben**

zum universellen Einsatz für alle Anbauteile an **doppio**. Geeignet für Aufnahme von Rundrohren Ø 10 mm und Ø 16 mm.




Ref.-Nr.




13929

Alle Preise verstehen sich zuzüglich Mehrwertsteuer. Als innovatives Unternehmen behalten wir uns Preis- und Konstruktionsänderungen vor. Alle vorherigen Preislisten verlieren ihre Gültigkeit. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen in der jeweils gültigen Fassung.


# Planungsskizze für Ihren Doppio Wagen



## Fahrgestell / Rollen / Traglast

	Wagen	45 <input type="checkbox"/>	60 <input type="checkbox"/>
		mit 2 Feststellern <input type="checkbox"/>	
	Rollen Ø100 mm (Traglast bis 120 kg)		
		45 <input type="checkbox"/>	60 <input type="checkbox"/>
		mit 2 Feststellern <input type="checkbox"/>	
	Rollen Ø125 mm (Traglast bis 120 kg)		
			60 <input type="checkbox"/>
		mit 2 Feststellern <input type="checkbox"/>	
	Rollen Ø150 mm (Traglast bis 120 kg)		
	4 elektrisch leitfähige Rollen	<input type="checkbox"/>	

## Profilhöhe



standard	variabel
566 mm <input type="checkbox"/>	0 - 566 mm <input type="checkbox"/>
950 mm <input type="checkbox"/>	0 - 1206 mm <input type="checkbox"/>
1206 mm <input type="checkbox"/>	0 - 1846 mm <input type="checkbox"/>
566 / 1206 mm <input type="checkbox"/>	

(Raster = 32 mm)

Bei einer Profilhöhe ab 950 mm ist aus Stabilitätsgründen eine Quertraverse Ref.-Nr. 26067 bzw. Ref.-Nr. 26068 erforderlich.

## Farbe der Dekorstreifen

grau

blau

Platz für Ihre Ideen:

---



---



---




---



---

### Unsere vielseitige Produktpalette



Ihr medizin-technischer Fachhändler

#### HAEBERLE GmbH + Co. KG

Breitwiesenstr. 13, DE-70565 Stuttgart  
Postfach 800524, DE-70505 Stuttgart  
Telefon +49 (0) 711 78314-0  
Telefax +49 (0) 711 78314-77  
info@haeberle-med.de  
www.haerberle-med.de