


**HAEBERLE**

Mobile Arbeitsplätze

Sieht gut aus  
für Ihre Hygiene



## Die zeitlose Hygieneeinheit von HAEBERLE: schön, schlank, robust.

So schön kann Hygiene sein: Die hochwertige Hygieneeinheit von HAEBERLE besticht durch ihr schlankes, unaufdringliches Design. Damit fügt sie sich auch auf kleinem Raum optisch perfekt in ihr Umfeld ein. Mit ihrem robusten Standfuß ist sie flexibel nutzbar und zugleich extrem standsicher. Dank sensorgesteuerter Bedienung (optional) für kontaktlose Desinfektion trägt sie wesentlich zu einem optimalen Hygieneergebnis bei.

Lernen Sie die Hygieneeinheit jetzt im Detail kennen! Alle Infos erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler!



### Hygieneeinheit 1

1 Seifen- und Desinfektionsmittel-spender\* 1000 ml  
1 Hinweisschild zur korrekten Händedesinfektion  
Maße (LxBxH): 500x400x1488 mm

Ref.-Nr. 25235



### Hygieneeinheit 2

1 Seifen- und Desinfektionsmittel-spender\* 1000 ml  
1 Halter für Spenderboxen (1-fach) aus Edelstahl  
Maße (LxBxH): 500x400x1488 mm

Ref.-Nr. 25237



### Hygieneeinheit 3

1 Seifen- und Desinfektionsmittel-spender\* 1000 ml  
1 Halter für Spenderboxen (1-fach) aus Edelstahl  
1 Hinweisschild zur korrekten Händedesinfektion  
Maße (LxBxH): 500x400x1748 mm

Ref.-Nr. 25239



### Hygieneeinheit 4

1 Sensor-Desinfektionsmittel-spender\*\* 1000 ml  
1 Hinweisschild zur korrekten Händedesinfektion  
Maße (LxBxH): 500x400x1748 mm

Ref.-Nr. 25236



### Hygieneeinheit 5

1 Sensor-Desinfektionsmittel-spender\*\* 1000 ml  
1 Halter für Spenderboxen (1-fach) aus Edelstahl  
Maße (LxBxH): 500x400x1748 mm

Ref.-Nr. 25238

### Abtropfschale [ohne Abb.]

Abtropfschale für Seifen- und Desinfektionsmittelspender 1000 ml, optional zu Artikeln 25235, 25237, 25239

Ref.-Nr. 16256

## Die HAEBERLE Hygieneeinheit im Überblick

- Standmodell in 5 Varianten
- Boden- und Trägerplatte aus pulverbeschichtetem Stahlblech
- Trägerprofil aus eloxiertem Aluminium
- Dekorstreifen in Grau
- Abtropfschale optional erhältlich
- Farbe: Basaltgrau (RAL 7012)
- Ab 25 Stück auch in Sonderfarben erhältlich

Als innovatives Unternehmen behalten wir uns Preis- und Konstruktionsänderungen vor.

# HAEBERLE

## Mobile Arbeitsplätze

HAEBERLE GmbH + Co. KG  
Breitwiesenstraße 13  
70565 Stuttgart  
Deutschland  
Telefon +49 (0) 711 78314-0  
[www.haeberle-med.de](http://www.haeberle-med.de)

\*Desinfektionsmittel nicht im Lieferumfang enthalten. \*\*Desinfektionsmittel und Batterien nicht im Lieferumfang enthalten.