

HAEBERLE

We.Move.Design.®

NEU



Entsorgungsboxen
Medi-Müll
Produktinfo

Medi-Müll Entsorgungsboxen - Sichere Entsorgung von medizinischen Abfällen

Eine korrekte und sichere Entsorgung von medizinischem Abfall ist für jede medizinische Einrichtung unumgänglich. Insbesondere Spritzen und Kanülen, die im medizinischen Alltag häufig verwendet werden, erfordern eine spezielle Aufbewahrung und Entsorgung, um Infektionsrisiken zu minimieren. Diese speziell entwickelten HAEBERLE Entsorgungsboxen bieten zahlreiche Vorteile für Kliniken und Arztpraxen.

HAEBERLE Medi-Müll im Detail

- Medi-Müll Entsorgungsboxen in drei verschiedenen Größen - 0,5 l, 1,5 l oder 2,5 l.
- Die gelben Medi-Müll Entsorgungsboxen sind konisch geformt und mit grünem, fest verschließbarem Deckel und bequemem Handgriff ausgestattet.
- Das qualitativ hochwertige Gehäuse mit modernem Design, verbessert die Entsorgung von spitzen und scharfen Gegenständen in Laboren, Krankenhäusern oder Arztpraxen.
- Verschiedene Abziehvorrichtungen erleichtern die Entsorgung für das medizinische Personal.
- Der Deckel bietet einen innovativen Tages- und Endverschluss.
- Das Etikettendesign lässt die maximale Füllstandhöhe einfach erkennen.
- Zubehör - Halterungen für Wagensystem oder Wand.
- Medi-Müll Entsorgungsboxen zertifiziert nach: DIN ISO 23907, UN 3291 und TRBA 250.

Die HAEBERLE Medi-Müll Entsorgungsboxen sorgen für ein sicheres und hygienisches Arbeitsumfeld in Kliniken oder Arztpraxen: Entweder als Wandmodell, auf der Arbeitsfläche platziert oder in Kombination mit unseren HAEBERLE Gerätewagen.



Medi-Müll Entsorgungsbox 0,5 l

Artikelbeschreibung

- Entsorgung von spitzen und scharfen Gegenständen wie Kanülen, Vacutainer, Skalpell, Pipetten etc.
- 0,5 l Fassungsvermögen
- Entsorgungsbox gelb mit grünem Deckel, mit bequemen Handgriff ausgestattet
- Durchstichfest
- Material: Polypropylen
- Maße: Höhe 151 mm, Ø 83 mm
- Verpackung: Karton mit 187 Entsorgungsboxen Medi-Müll, platzsparend ineinander gestapelt
- Ohne Halterung

Ref.-Nr.

4964

Verpackungseinheit

Set mit 187 Medi-Müll Entsorgungsboxen



Medi-Müll Entsorgungsbox 1,5 l

Artikelbeschreibung

- Entsorgung von spitzen und scharfen Gegenständen wie Kanülen, Vacutainer, Skalpell, Pipetten etc.
- 1,5 l Fassungsvermögen
- Entsorgungsbox gelb mit grünem Deckel, mit bequemen Handgriff ausgestattet
- Durchstichfest
- Material: Polypropylen
- Maße: Höhe 155 mm, Ø 140 mm
- Verpackung: Karton mit 100 / 20 Entsorgungsboxen Medi-Müll, platzsparend ineinander gestapelt
- Ohne Halterung

Ref.-Nr.

4965

4967

Verpackungseinheit

Set mit 100 Medi-Müll Entsorgungsboxen

Set mit 20 Medi-Müll Entsorgungsboxen



Medi-Müll Entsorgungsbox 2,5 l

Artikelbeschreibung

- Entsorgung von spitzen und scharfen Gegenständen wie Kanülen, Vacutainer, Skalpell, Pipetten etc.
- 2,5 l Fassungsvermögen
- Entsorgungsbox gelb mit grünem Deckel, mit bequemen Handgriff ausgestattet
- Durchstichfest
- Material: Polypropylen
- Maße: Höhe 240 mm, Ø 140 mm
- Verpackung: Karton mit 55 Entsorgungsboxen Medi-Müll, platzsparend ineinander gestapelt
- Ohne Halterung

Ref.-Nr.

4966

Verpackungseinheit

Set mit 55 Medi-Müll Entsorgungsboxen



Medi-Müll Halterung

Artikelbeschreibung

- Halterung für Montage an Wand oder am Wagensystem
- Zur Befestigung der 1,5 l / 2,5 l Medi-Müll Entsorgungsboxen
- Weißaluminium (RAL 9006)
- Pulverbeschichtet
- inklusive Befestigungsmaterial



Ref.-Nr.	Verpackungseinheit
4671	1 Stück/ Wandmontage
4670	1 Stück/ Variocar, Variocar Viva und 08/16
13920	1 Stück/ swingo und doppio
20232	1 Stück/ toro
18059	1 Stück/ keo

Medi-Müll Halterung an Normprofilschiene

Artikelbeschreibung

- Zur Befestigung links oder rechts an allen Normprofilschienen
- inklusive Befestigungsmaterial
- Normschiene separat bestellen



Ref.-Nr.	Verpackungseinheit
16677	1 Stück

Kontaktieren Sie uns!

Profitieren Sie von den Vorteilen unserer neuen HAEBERLE Entsorgungsboxen für ein sicheres und hygienisches Arbeitsumfeld in Gesundheitseinrichtungen. Wir bieten Ihnen mit den neuen HAEBERLE Medi-Müll Entsorgungsboxen eine wirtschaftlich ansprechende Lösung für Ihre Kunden. Die HAEBERLE Medi-Müll minimieren die Gefahren bei der Entsorgung medizinischer Abfälle und gewährleisten eine hohe Hygiene. Erfahren Sie mehr und kontaktieren Sie uns.

Schreiben Sie uns eine E-Mail an service@haeberle-med.de. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.