

**HAEBERLE**

We.Move.Design.®

doppio Gerätewagensystem  
modern & vielseitig



## doppio. Doppelt stark – in Design und Funktion

Puristisch und kraftvoll: Das Gerätewagensystem doppio ist nicht nur vielseitig talentiert, sondern glänzt auch mit einem modernen, reduzierten Design. Mit seinen eleganten Aluminium-Profilen, hochwertig beschichteten Ablagen, Schubladenschiene in hoher Qualität, farbigen Dekorstreifen und markanten Softkanten fügt sich das neue doppio Wagensystem harmonisch in ein zeitgemäßes Klinik- und Praxis-Ambiente ein.

Der vielseitige doppio lässt sich ganz flexibel mit Systemkomponenten und Zubehör ausstatten. Und das in zwei bewährten Plattenbreiten und wählbaren Höhen. So entsteht für jede Anwendung der exakt passende doppio. Und wenn sich die Anforderungen mal ändern – kein Problem: doppio lässt sich einfach nachrüsten.

### Im Detail

- Kraftvolles Fahrgestell
- 4 elegante Alu-Trägerprofile
- Hochwertige, formschöne Ablageplatten
- Technisch durchdachte Schubladenschiene - belastbar und praktisch
- Schubladenauszug (Vollauszugsschiene) mit Selbsteinzug
- Kugelgelagerte Teleskopschienen für einen perfekten Leichtlauf
- Trennbare Innenschiene: Sperre schützt vor dem Herausfallen, einfache Entnahme des Schubkastens bei Betätigung des Trennhebels



Formschöne Softkanten



Elegantes Alu-Profil



Beidseitiger Schiebegriff (optional)



Praktische Schublade



**doppio 45  
Basiswagen**  
2 Ablageplatten, weiß,  
1 Schublade mit Griff,  
Rollen (Ø 100 mm),  
565 x 563 x 793 mm  
(B x T x H)



**doppio 45  
Gerätewagen 2**  
4 Ablageplatten, weiß,  
1 Quertraverse,  
1 Schublade mit Griff,  
2 feststellbar,  
565 x 563 x 1177 mm  
(B x T x H)



**doppio 60  
Basiswagen**  
2 Ablageplatten, weiß,  
1 Schublade mit Griff,  
Rollen (Ø 100 mm),  
715 x 563 x 793 mm  
(B x T x H)



**doppio 60  
Gerätewagen 2**  
4 Ablageplatten, weiß,  
1 Quertraverse,  
1 Schublade mit Griff,  
Rollen (Ø 100 mm),  
2 feststellbar,  
715 x 563 x 1177 mm  
(B x T x H)

**HAEBERLE**

We.Move.Design.®

HAEBERLE GmbH + Co. KG  
Breitwiesenstraße 13  
70565 Stuttgart  
Deutschland

Telefon +49 (0) 711 78314-0

[www.haeblerle-med.de](http://www.haeblerle-med.de)